

# 全自动生化分析仪DP8038

产品名称	全自动生化分析仪DP8038
公司名称	长春市博特生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市高新开发区光谷大街2388号B栋1区
联系电话	18910237996

## 产品详情

### 性能特点

工作方式：分立/任选式

测试速度：最大速度225test/h（不含ise）

测试原理：吸收光谱法、透射比浊法

测试方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）、单/双波长法

测试顺序：严格按样本顺序测定、急诊随时插入

在线项目：36个，可扩展到72个

在线样本：每批36个，可以无限量输入多批

最长反应时间：30分钟

最小反应体积：150  $\mu$ l

比色杯个数：81个透紫外塑料

比色杯利用方式：一次性使用，手工更换，可升级为全自动清洗方式

光源：卤钨灯，12v 20w，寿命 2000小时

分光方式：光栅式后分光

波长范围：340 ~ 800nm波长任选

吸光度范围：0 ~ 4abs

样本量：2 ~ 30  $\mu$ l, 0.1  $\mu$ l 递增

样本盘：圆盘式，36个样本位

样本试剂针：内外壁高度抛光,具备样本液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能。

样本管：兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等

试剂量：20 ~ 300  $\mu$ l，1  $\mu$ l 递增

试剂盘：圆盘式，36个试剂位，可扩展到72个试剂位

试剂瓶：可使用容积为15ml、20ml、30ml、50ml、70ml的试剂瓶,死体积小于1ml

搅拌

杆：独立搅拌杆、特殊材料制成，表面采用特富龙处理，不挂液,完成样本和试剂加样后立即搅拌

加热方式:固体恒温全封闭直热

温度平衡时间:小于3分钟

试剂仓温度:4 ~ 12

反应温度：37  $\pm$  0.1

软件操作系统:windowsxp、windows2000、server

数据库：sql server

数据存储：自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制，永久保存各类数据

打印内容：可以任意定制打印内容

打印格式：可以任意定制打印格式，提供几种常见格式

定标类型：线性、logit-4p、spline、指数、多项式；自动核查定标曲线，自动选用拟和度最好的定标类型

质控类型：实时质控、天内质控、天间质控

质控图：I-j、cumulative、twin plot

质控规则：任意定制，默认为westguard多规则

状态监测显示：样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测；反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测；实时显示反应盘湿度、试剂余量显示；实时反应曲线、定标曲线及质控图显示

检查判断：反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断分配、设置：操作权限分配；计算项目设置、交叉污染设置、试剂空白设置

耗水量：小于1升/小时

标准配置：分析部、操作软件