

## 8种工作模式的多功能高频手术设备

产品名称	8种工作模式的多功能高频手术设备
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

通过调频方式调整输出功率保持量大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小 喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V.

高频电刀使用注意事项:

- 1、合理选用负极板，应放置在肌肉血管丰富、平坦且靠近手术区域及易于观察的部位，如臀部、大腿、小腿，勿放置在毛发、脂肪多及瘀痕、骨突出处，避免受压，远离心电监护的电极。
- 2、负极板保持平整，面积不少64.5平方厘米，禁止切割和折叠，同时避免重复使用，以防交叉感染和灼伤。
- 3、体重在25kg以下者尽量不使用电刀。

采用索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒"400次"的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率。