

犬咬伤 医用外伤冲洗器 针对各种动物抓伤 咬伤

产品名称	犬咬伤 医用外伤冲洗器 针对各种动物抓伤 咬伤
公司名称	河南全顺医疗设备有限公司
价格	68800.00/台
规格参数	优盟医疗:优盟医疗 KDQ-CX:KDQ-CXQ-B 河南郑州:河南郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路78号2单元9层916号（注册地址）
联系电话	0373-3032925 19536866845

产品详情

国家相关政策摘要

《常见动物致伤诊疗规范》(2021年版)国家卫生健康委办公厅2021年8月6日印发，相关规定摘要：

大咬伤诊疗规范中：

伤口冲洗和清洗"用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗所有咬伤

处约15分钟，如条件允许，可以使用专用的清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗，清洗后用生理盐水冲洗伤口，避免在伤口处残留肥皂水或其他清洗剂。 ”

《常见动物致伤诊疗规范》对猫抓咬伤、猴咬伤、啮齿动物致伤等均明确了冲洗规范要求。

2、《狂犬病预防控制技术指南》（2016年）

中国疾病预防控制中心2016年1月印发，犬伤暴露处置办法相关摘要如下：

暴露后处置有两个主要目标，一是预防狂犬病的发生，二是预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

伤口冲洗：用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专用清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。清洗后后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

适用范围：

用于人体意外或动物抓咬而形成外伤伤口创面的冲洗。本品通过挤压冲洗液袋，将液体通过冲洗吸引管引出到病患部位，同时通过压力调节器调整压力大小，控制流速。

作用原理：本品通过压力调节进行冲洗流速的控制，完成对伤口创面的冲洗，有效去除伤口里可能存在的各种异物，病原微生物，能实现管路的自洁和消毒

产品特点：

全新升级，自由调节恒温水流，方便操作，喷头设计科学，，实现水流直线喷淋，达到更好的冲洗效果

操作屏选用触摸屏控制，避免机械按钮反复使用的故障

能进行手动，自动和自手结合的冲洗功能

有专门的生理盐水冲洗功能，适合各种伤口冲洗消毒

可手动或自动打印冲洗凭证，

能按操作者及实际需求设置自动模式冲洗周期，冲洗时间，加热温度及自动加热的流量