

# 电动脉冲式犬伤清创机 基层标配冲洗设备

产品名称	电动脉冲式犬伤清创机 基层标配冲洗设备
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 科普文章

狗是人类最忠实的伙伴之一，但在我们与它们相处的过程中，存在着犬咬伤的风险。一旦遭受到狗的咬伤，及时的清创处理非常关键，以避免感染和并发症的发生。为此，我们公司研发了一款专注于犬咬伤暴露处置的医用外伤冲洗器，即电动脉冲式犬伤清创机。

电动脉冲式犬伤清创机的第一个重要属性是流量。我们的产品采用连续可调的流量设计，可以根据患者的具体情况和伤口的大小，自由调节冲洗水的流量大小。

，产品的容量也是一个关键指标，我们的医用外伤冲洗器容量高达300ml，可以确保较大面积伤口的充分冲洗清洁。

最后，压力也是衡量一款优质医用外伤冲洗器的重要标准之一。电动脉冲式犬伤清创机的压力达到56Kpa，能够提供足够的冲洗压力，确保伤口得到彻底清洁，有助于快速止血和促进伤口愈合。

犬咬伤可能引发狂犬病，这是一种由狂犬病病毒引起的病情严重的传染病。狂犬病毒主要通过病毒携带者的唾液传播，而犬咬伤是最主要的传播途径之一。因此，对于受到犬咬伤的患者，尤其是对于有狂犬病流行的地区，及时清创并接种狂犬疫苗是至关重要的。

犬伤清创的重要性不容小觑。伤口清创是指通过冲洗伤口，将其中的污物、病菌及异物冲洗干净，以保持伤口周围的清洁和湿润环境，有利于伤口的修复和愈合。清创可以有效杀灭伤口表面和深层的细菌，预防感染并减少并发症的发生。

使用我们的电动脉冲式犬伤清创机非常简单。，将器具连接好，确保无泄漏现象发生。然后，调节合适的流量和压力，以适应不同伤口的清洗需求。在清洗时，将冲洗喷嘴对准伤口，均匀冲洗，确保伤口周围的区域也得到充分清洗。清洗结束后，要确保器具和喷头彻底清洗消毒，以保持术后净化。

我们的电动脉冲式犬伤清创机具有许多优势。，电动设计使得冲洗更加方便快捷，不再需要手动操作，节省了医护人员的时间和精力。，可调节的流量和压力，能够根据实际需求进行调节，适应不同大小、深度的犬咬伤伤口的清洗。此外，我们的医用外伤冲洗器还具备防漏设计，确保冲洗的过程中不会发生泄漏，保障患者和医护人员的安全。

总的来说，我司研发的电动脉冲式犬伤清创机是基层医疗机构必备的冲洗设备。不仅能够满足现场清创的需求，而且使用方便、操作简单、清洗彻底，为患者提供安全、高效的清创护理。