

数显体视显微镜连接电脑 可以连接电脑的显微镜MHZ201

产品名称	数显体视显微镜连接电脑 可以连接电脑的显微镜MHZ201
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:明慧 型号:MHZ201 类型:体视显微镜连接电脑
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

型号为MHZ201的数显体视显微镜连接电脑，它不仅价格亲民，使用方便，还具有出色的观察效果。

明慧科技有限公司作为备受认可的科技公司，一直致力于提供高质量的科研仪器。我们引入了这款MHZ201型号的数显体视显微镜连接电脑，以满足各类实验和研究的需求。

，我们来看一下这款数显体视显微镜连接电脑的特点。

连接电脑：MHZ201数显体视显微镜可以通过USB接口和电脑连接，使得图像可以方便地传输到电脑屏幕上。

高清图像：配备了高分辨率的传感器，能够提供清晰、细致的图像，让您更清楚地观察样本细节。

多功能软件：配套的软件具有多种功能，如图像拍摄、视频录制、图像处理等，满足不同实验的需求。

调焦便捷：采用电动焦距调节机构，通过电脑上的按钮即可实现jingque的焦距调节，方便快捷。

可调照明：MHZ201数显体视显微镜配备了可调节的LED照明系统，不仅能够提供充足的光源，还能根据需要进行亮度调节。

数显体视显微镜连接电脑 可以连接电脑的显微镜MHZ201

性能特点：

采用连续变倍工作方式，明视场观察时有效工作距离 110mm，变倍范围

0.7 ~ 6.3（变倍比 1:9）。

45° 倾斜目视观察，左右视度可调，调节范围 ± 5 屈光度；瞳距可调，调节范围 48 ~ 75mm，为佩带眼镜的观察者提供方便。

升降镜体调节机构采用圆柱滚子导向，传动平稳，轻巧，同时粗动松紧可调。

采用高亮白光 LED

照明，可选择透射、反射、透反射照明方式，独立电器控制，亮度随意可调。

可附加 LED 落射荧光照明器，进行立体荧光观察。

观察系统目镜：观察目镜呈 45° 倾斜，左右视度可调。

高眼点：操作时不需要长时间低头或者平视观察，使观察者的颈肩部得到有效释放。

瞳距调节：采用左右联动方式，观察舒适，操作简便。

平场广角目镜视场数可达 22，使目视观察更为广阔、舒适。主体采用升降镜体调节设计

升降镜体调节机构采用圆柱滚子导向，传动平稳，轻巧，同时粗动松紧可调。

底座尺寸为：310mm × 280mm。带标本夹。上下光源照明方式

上光源：3W 高亮白光 LED 照明器，亮度可调；

下光源：5W高亮白光 LED

照明器，亮度可调。人性化设计，操作更加轻松舒适，适用于各种工作环境

镜体流畅的整体外观，合理的功能布局使操作更方便舒适。产品可用于电子工业在线检测、刑侦分析、生命科学研究等领域。

变倍范围：0.7~6.3（变倍比1:9）

数显体视显微镜连接电脑继承了明慧一贯的品质标准，每一台产品都经过严格的测试和质量控制，确保您能够获得稳定可靠的使用体验。

MHZ201型号的数显体视显微镜连接电脑，无论从连接电脑的便捷性、高清图像的观察效果，还是明慧品牌的可信赖，都是您进行微观世界观察的理想选择。我们诚挚地邀请您来购买，并期待为您提供优质的产品和服务。