

# MAS-100 NT Ex经典采样器

产品名称	MAS-100 NT Ex经典采样器
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

## 产品详情

### mas-100 nt ex经典采样器

#### mas-100 nt ex 经典采样器

专为制药行业洁净室设计，用于防爆区域

经典采样器mas-100 ex 升级版mas-100 nt ex 在世界范围内广泛使用的mas-100 系列采样器现在已经升级为mas-100 nt ex 系列。mas-100 nt ex 用于制药企业洁净室和卫生敏感区域的浮游菌检测。适用标准的90 毫米标准接触碟。轻便独特的外形设计和内置感应器的流量调校功能独步全球市场。微机界面便于读数，并能方便连接。型号专为对设备有防爆要求区域设计。

创新：sqz 连续分次采样：这一功能可以实现将设置的总样本体积分次采样，这一功能实现了对控制区域

独到：mas-100 nt ex 可实现完全自动校验。这一独到之处保证了检验的准确性和可靠性，避免

应用领域 用于洁净厂房，无菌和高度微生物敏感区域。由于独特的微机界面，高精度性能和轻便的机身，毋庸置疑的金牌产品。

原理 mas-100 nt ex 是一款基于撞击法的高性能仪器。样本气流携带浮游菌通过采样头微孔，撞击在预装的琼脂培养基上。结束后对平皿培养计数。采集微粒范围 0.6 微米（相当于安德森采样器6 级）

优点 防爆设计，通过权威认证 自动校验程序 内置感应器，保证采样流量 数据可下载到pc gamp4 和iso 14

技术参数 采样速度 100 升/分钟 智能充电电池，电池满载运转时间约7 小时 阳极氧化铝机身 采样头可湿热  
采样延迟功能 电脑usb 通讯接口

外观尺寸 高：27 厘米 直径：11 厘米 重量：2.2 千克

软件部分 5 个预设体积，在1 - 2000 升之间任意可调 多语言导航式菜单 实时时钟，显示时