

抗生素效价测定用碟子/培养皿，水平如镜，高透光率

产品名称	抗生素效价测定用碟子/培养皿，水平如镜，高透光率
公司名称	漯河市金田试验设备研究所
价格	22.00/套
规格参数	
公司地址	中国 河南 漯河市郾城区 漯河市辽河路303号
联系电话	86-03956165199 13603851122

产品详情

类别 多次性 规格 90mm (MM)
材质 塑料

底平如镜,能和浮法玻璃媲美;晶莹透亮,透光率高(象眼镜片);一模所出,没有个体差异;坚固耐用,摔在地上不破碎;耐腐蚀,耐老化,耐高温(130℃);不吸附不残留抗生素,能够重复使用。选择底平的碟子,是抗生素微生物检定法工作的第一道工序。因为碟子的质量问题,使检验数据不能通过数理统计,给药检工作造成不必要的重复,给药检工作者增加了无效工作量。造成人力物力资源的浪费。所谓“工欲善其事,必先利其器”,仪器设备就是药品检验的工具,就是药品技术监督的基本依托。碟子质量决定着试验的成败,碟子是试验的基础。好的碟子可以使试验操作更方便、更快捷、更节约人力物力。

新型陶瓦盖:直径95mm,原来放12个碟子的地方用我们的新型陶瓦盖可以放16个碟子。

第一第三是我们的专用碟子

中间的是我们的抗生素效价测定专用碟子

新型培养基吸管:规格20ml、5ml吸、放培养基快准

抗生素效价测定铺碟子“专用恒温保温板”,温度从室温到70℃可调,恒温精度 $\pm 1^\circ\text{C}$,使铺碟子更容易,铺的更水平如镜。抗生素效价测定:第一步选碟子,碟子底平如镜大小一致;第二步铺碟子,也要铺的水平如镜;第三步放小钢管(小钢管也得没有误差),放均匀;第四步滴加药液水平要一致

