

肠镜储存柜 jh 220 (v)

产品名称	肠镜储存柜 jh 220 (v)
公司名称	泰州市建华医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市高港区口岸街道向阳南路28号
联系电话	13984853844 15996002767

产品详情

一、常用规格

名称	规格尺寸(cm)		可悬挂镜数
肠镜储存柜	单门	50 × 40 × 200	2道
	双门	85 × 40 × 200	4道
胃镜储存柜	单门	50 × 40 × 180	2道
	双门	85 × 40 × 180	4道
气管镜储存柜	单门	50 × 40 × 160	2道
	双门	85 × 40 × 160	4道
胆道镜储存柜	单门	50 × 40 × 160	2道
	双门	85 × 40 × 160	4道
宫腔镜储存柜	单门	50 × 40 × 160	2道
	双门	85 × 40 × 160	4道

二、适用于储存的器械

各型号刚性、柔性的胃、肠镜、关节镜、支气管镜、结肠镜、胆镜、喉镜、肾镜等常用内窥镜。

三、紫外线的杀菌原理

紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的dna（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是uvc紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的dna吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。

四、具体操作及步骤

首先检查电路是否正确连接，是否因长期使用后设备有漏电现象，发现问题应及时解决，以保障设备安全和人身安全。之后悬挂好已消毒的内窥镜，关上柜门，接通电源，持续通电大约20分钟后关闭电源。此时，柜内处于洁净无菌状态，可以长时间储存内窥镜。

五、性能及优点

- 1.操作简单，安装方便，无需培训，即安即用。
- 2.消毒效率高，内镜周转使用率成倍递增，既方便病人又增加了医院的经济效益。
- 3.质量优良，经久耐用，各部件达到塑铝板的实际强度，在使用和运输过程中不易损坏。
- 4.能承受自身配置的紫外光线的长期照射，对操作室的温度、湿度无特殊要求。
- 5.采用可回收材料制作，对环境无污染，绿色环保。