

优惠上海产AM90L-P (原JB90-D)电动搅拌机

产品名称	优惠上海产AM90L-P (原JB90-D)电动搅拌机
公司名称	上海平轩科学仪器有限公司
价格	1118.00/台
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号1楼49室
联系电话	021-61497923 13774392765

产品详情

电动搅拌机am 90l-p 实验室搅拌机采用结构紧凑的串激式微型电机驱动，适用于实验室低至中、高粘度液体的混合搅拌。该机设计结构精巧，由驱动电机、增矩机构及调速控制器等组成。搅拌主机采用高密度压铸铝合金为机体，运行状态稳定；输出端应用增力变速机构，使输出转矩成倍增加。具有输出功率大、转矩高、调速方便等特性。

额定电源	ac 220 v 50 hz
输入功率	150 w
输出功率	90 w
额定转矩	0.94 nm
工作制式	100 %
转速控制	无级
转速范围	50 ~ 1400 rpm
转夹头最大扭矩	92 ncm
搅拌棒夹持范围	0.5 ~ 10 mm
搅拌量 (h2o)	28000 ml
搅拌机外形尺寸	320 × 220 × 760 mm
允许环境温度	不大于 40
允许相对湿度	不大于 90 %

电动搅拌机本机自购买之日起一年内，因产品本身质量造成问题，an 昂尼公司将负责保修。

如因用户使用不当或人为损坏，an 昂尼公司则不承担任何责任及相关的维护费用。

本机保修必须持有保修单。

本机内部结构自行拆卸过的或自行拆卸本公司在说明书中注明禁止拆卸的零部件的将视为人为损坏。本

机超过保修期，产生的维修费用由用户自己承担。搅拌和混合是两种人类最古老的基本行为，其起源可以追溯到早期的食物准备。在煲汤的时候，就需要一个勺子在罐子里搅拌。勺子这一过程起到混合工具的作用，而做圆周运动的手则起到混合驱动的作用。为了达到预期的效果，即使是这样原始的混合过程也是需要实际经验的。混合是将几种不同来源的材料在外部能量的作用下结合的过程。由于物质的聚集状态、组成、化学和物理特性不同所以很难估计混合而成的形态。如密度或粉末物质的密度和粘度参数，在进行混合过程中具有重要意义。这些参数决定了能量的需求量，可能的相容性，分散的程度，以及混合的稳定。搅拌可应用于相容性液体的匀质，以及对液体中的固体颗粒溶解与混合。将温度或浓度的差异调整平衡会使得搅拌过程更加有效率。此外，加快液体搅拌速度可以加快溶解过程并且会提高化学反应的速度。搅拌广泛应用在学校和大学以及生物技术，化工，制药，食品等行业。哪里有化工产品生产和加工，哪里就会有搅拌。当液体的运动或低剪切需求可以通过特定的应用程序实现时，一流的搅拌就成为了方便的混合过程。an昂尼仪器的实验室搅拌器产品能够在众多产品中脱颖而出，是取决于其卓越的搅拌工具、驱动力和转速。搅拌溶解也可以与其他过程相结合，如加热，控温和测温。今天，实验室搅拌设备和工具在全球范围内执行以下基本操作：溶解 混合悬浮 乳化气液混合 强化热交换 均质

机。