

XDW-6J黄芪超微粉碎机

产品名称	XDW-6J黄芪超微粉碎机
公司名称	济南达微机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:xdw-6j 单次产量:2-6 (kg/h) 粉碎细度:300-3000 (目)
公司地址	济南市天桥区标山南路8号凤凰城
联系电话	0531-88308975 15562655682

产品详情

济南达微机械超微粉碎设备属新型第四代振动磨，采用振动粉碎工作原理，是根据物料的不同特性，采用高速撞击力和剪切力，使物料在磨筒内受到介质的高加速度撞击、切磋、挤压、切割等作用，可在极短碎效果。物料在粉碎过程中呈流态化，使每一个颗粒具有相同的受力状态，在粉碎的同时达到精密混合（调节加速等参数，可以实现以粉碎研磨为目的或精密混合（混合）为主要目标的作业。达微超微粉碎机采、全密闭不分级技术：2、压缩式微粉碎技术：3、动态优化技术：按物料的不同特性，在保证提高微粉碎进行最佳优化适配的技术。4、机电一体化技术：实现设备的高性能和高水平，减少人工用量，确保成品质量，避免因人工介入过多而产生品质不稳定、受污染等现象。5、全面自动化技术：具备单机多功能自动化批量药物生产象大批量流水线生产一样简便的技术。6、洁净安全化技术：达微超微粉碎机系列严格按GMP标准设计，能够满足制药粉体装备的特殊要求。达微超微粉碎系列设备具有以下特征1、安全性强：与物料接触的部位均材质为国际医药食品机械通用材质（也可根据用户要求改为其它金属材质），避免砷、镉、汞、铅、铜等污染。2、清洁卫生：内外面平滑、一机多用、减少污染、减轻洗净作业负担；粉碎过程全密闭无粉尘溢出，充分改善工作环境。3、采用复合（透明）隔声罩，噪音大大降低。4、易拆卸（组装）、易清洗、易换料。可用水、蒸汽等清洗、消毒。5、操作简便：容量最佳适配、确保物料完全排出，操作和换料简便。6、维护方便：结构简单，维修养护方便。7、改善环境：全密闭作业无粉尘溢出、有效成份不损失、无药渣产生，可改善工作环境。8、100%粉碎，无药渣。高速撞击力和剪切力的双向作用，极大地缩短了粉碎时间，提高粉碎效率。9、广谱适用：高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料，其时适应干式和湿式粉碎。湿式粉碎时可加入水、酒精或其它液体。10、温度可控：通过配置可进行高温、低温的微粉碎，可以保持物料的原理化性质和活性成份。给磨筒外壁的夹套通入冷水。通过调节冷却水的温度。低温粉碎，冷冻系统最低温度可达零下35℃（高档低温配置）。达微超微粉碎设备具有以下优点1、提高成品档次：3、降低生产成本：4、增加成品销量：5、成品附加值高：达微超微粉碎设备用途除应用在医药（保健）食品和化妆品外，还广泛应用于建材（制备超细水渣、粉煤灰等）、化工、冶金、环保（垃圾微粉

料、石墨乳等) 等与粉体应用有关的各种行业。工艺应用以达微机械细胞级微粉碎技术为核心的工艺应用新提供了广阔的运作空间。1、解决了中药粉碎作业存在的各种问题强纤维性(如灵芝、甘草等)高糖高粘性(如枸杞子、麦冬等)树脂类(如乳香、没药等)强韧性(如羚羊角、海马等)动物类(如动物类(如朱砂、信石等)2、中药剂型改革、提高疗效、降低用药量及提高微粉工艺水平减少用药量80%-剂(调心调胃汤)目前公司生产有xdw-6系列、xdw-f100系列、xdw-l100系列等,近二十种设备型号供客户:“为客户创造价值”。公司承诺:为客户提供质量过硬的机械产品及辅助设备;为客户提供及时准确有为客户创造价值提供最大保障。“质量是企业生存之根本,服务是企业生存之保障”。欢迎广大客户与我互惠、共同发展和进步。

"供应XDW-6J黄芪超微粉碎机(图)"的产品别名为振动式超微粉碎机,重量是420(kg),型号为XDW-6J,转速是910(r/min),电压为380(V/Hz),适用范围是制药,食品,保健品,化妆品,化工原料,建材,电子,品牌为达微,粉碎细度是300-3000(目),电机功率为1.1(W),单次产量是2-6(kg/h)