

# 恒温振荡培养箱 占地小 载瓶量大 震荡培养一体性价比高

产品名称	恒温振荡培养箱 占地小 载瓶量大 震荡培养一体性价比高
公司名称	潍坊三水检验设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	类型:振荡培养箱 品牌:三水 型号:98a
公司地址	潍坊市奎文区樱前街13291号九龙大厦409室
联系电话	0536-8238865 13356768159

## 产品详情

### 人性化设计

集培养箱、振荡器于一体，占地小，载瓶量大。

大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，简单易懂。

顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

大屏幕钢化隔热观察窗，即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。

多种专用摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。

箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料，便于清洗。

箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

### 品质保证

采用微电脑pid控制温度和振荡频率，带有定时功能。

压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品，环保无氟制冷剂。

### 连续运行保证

低散热无碳刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产振荡器无法长时间连续运行的缺陷。

### 安全功能

箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。

独特控制转速电路，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。

独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。（选配）

循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成样品挥发。

配有高效过滤器，可拆下，易清洗，有效过滤外界空气中的细菌及灰尘颗粒，降低交叉污染。（选配）

可配有rs-485接口和通过连接电脑，监测温度、转速、时间和报警。（选配）

### 多段可编程控制（选配）

多段温度、速度、时间同步编程，普通和编程运行模式可选，预置值和运行值同时显示，可以简化复杂的培养和运行。

名称	恒温振荡器					
	thz-98a(单层)	thz-98ab(双层)	hzq-x300(双层)	hzq-f160a(单层)	thz-98c(双层)	hzq-x300c(双层)
电源	av220v 50hz					
振荡频率	20 ~ 300r/min					
振幅	20mm					
控温范围	rt+5 ~ 65			4 ~ 65		
温度分辨率	0.1					
定时范围	0.1小时 ~ 999.9小时					

输入功率	750w	750w	1100w	1150w	1150w	1500w
托盘尺寸	400*340	400*340	500*350	400*300	400*340	500*350
价格	rmb8690	rmb9980	rmb15800	rmb13900	rmb15500	rmb18800

带“c”为有制冷功能恒温培养振荡器

产品型号器皿规格		thz-98a(单层)	thz-98ab(双层)	thz-98(双层)	hzq-x300(双层)	hzq-x300c(双层)
&am,	50 ( ml )	29	29	29	37	37
p;am,	100 ( ml )	18	18	18	22	22
p;am,	250 ( ml )	11	11	11	14	14
p;nb, sp;	500 ( ml )	7	7	7	10	10
三角烧瓶 (只)	1000 ( ml )	4	4	4	6	6

带“c”为有制冷功能恒温培养振荡器

多段可编程液晶温度控制器	¥ 1000
嵌入式打印机/打印机	¥ 1500/3500
rs485接口和通讯软件	¥ 600
紫外杀菌系统	¥ 600

潍坊三水检验设备有限公司

如果您有任何疑问以及需要，请点击网页旁边活跃的旺旺联系我们的业务代表，我们将会耐心的解答并为您提供全方位的产品信息。期待与您的长期合作。

如果我们有什么不足，请您指正！如果我们做的让您满意，请告诉您需要的朋友。

官方网站：[www.sanshuiyiqi.com](http://www.sanshuiyiqi.com)

电话：0536-8238865/8891645 qq：923469037 986471469

仪小姐/张小姐

"恒温振荡培养箱 占地小 载瓶量大 震荡培养一体性价比高"的功率为750-1500（W），尺寸是见说明（mm），温度均匀度为见说明（%），温度范围是RT+5~65（ ），加工定制为否，类型是振荡培养箱，温度波动度为0.1（ ），型号是98A，工作室尺寸为400\*340（mm），净重是说明（KG），品牌为三水，电源电压是220（V）