

# 小型实验高速混合机 化工

产品名称	小型实验高速混合机 化工
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	应用领域:化工 物料类型:热塑性物料 适用物料:塑料
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号 8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

## 产品详情

### 一、实验室高速混合机用途：

塑料工艺配方实验设备，用于各种塑料的配料，混合、着色等工艺。

### 实验室高速混合机特点：

高速混合机，设计先进，操作方便，安全可靠。体积小、噪音低；是您理想的实验室设备。

### 二、实验室高速混合机主要技术参数：

高速混合机总容积：10l

高速混合机有效容积：7l

高速混合机电机功率：2.2/3.2kw

高速混合机加热方式：自摩擦（也可选用电加热或者油加热）

高速混合机主轴转速：750/1500r/min

高速混合机桨叶数量：3个

高速混合机使用电源：交流380v 50hz

### 三、实验室高速混合机机械部分：

- a. 高速混合机锅体材质采用 4mm sus304不锈钢板制作，内表面极其光滑坚硬，具有耐磨，耐腐蚀，耐高温和不易沾料等特点。
- b. 高速混合机锅盖材质为zl102铸铝，内表面经精车和抛光，不易沾料，质轻易开启锅盖。
- c. 高速混合机锅底采用 4mm sus304不锈钢制作，搅拌桨材质由zg1cr18ni9ti不锈钢制作，表面经过抛光，表面光滑坚硬，耐磨，耐腐蚀。
- d. 高速混合机主轴密封采用多种规格尺寸的骨架式双唇油封密封，甩料盘，气封等密封方式，可防止物料进入轴封部位，密封可靠，稳定。
- e. 高速混合机采用皮带减速方式，工作可靠，还可防止过载。
- f. 高速混合机热混锅盖密封方式采用两道硅橡胶密封胶条密封，密封可靠，耐温，不变形。

### 3、 试验室高速混合机电气控制部分

- a. 高速混合机采用西安西玛电机
- b. 高速混合机的接触器采用西门子公司产品。
- c. 高速混合机的空气开关采用西门子公司产品。

miyu主营产品：

一、 试验箱系列：冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、 试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机,按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、 光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、 从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、 在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、 承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、 广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、 广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

"小型实验高速混合机"的动力类型为电动，工作方式是高速混合机，最大装料量为10L (Kg)，结构形式是圆筒混合机，卸料方式为液压，应用领域是化工，适用物料为塑料，型号是MY，物料粒度为2.2/3.2KW (目)，布局形式是立式，物料类型为热塑性物料，料筒运动方式是二维，产品类型为全新，品牌是MIYU铭宇，生产能力为1 (Kg/次)，整机重量是1 (Kg)，外形尺寸 (长\*宽\*高) 为1\*1\*1 (mm)，每次处理量范围是501-1000 (千克)