

# 层析氧化铝 免疫 上海纳辉干燥试剂厂

产品名称	层析氧化铝 免疫 上海纳辉干燥试剂厂
公司名称	上海纳辉干燥试剂厂
价格	.00/个
规格参数	型号:免疫 产商/产地:上海纳辉干燥试剂厂 产品等级:低钠氧化铝
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号8幢3513室
联系电话	021-57525797 13816564670

## 产品详情

型号	免疫	产商/产地	上海纳辉干燥试剂厂
产品等级	低钠氧化铝	含量	多种(%)
用途	吸附 脱色		

### 1、主要性能指标

项目	指标		
	cx-01	cx-02	cx-03
外观	白色微球	白色微球	白色微球
粒径(目)	60 ~ 250	60 ~ 250	60 ~ 250
ph值	4.5 ~ 5.5	6.5 ~ 7.5	8
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)	90	90	90
na <sub>2</sub> o (%)	0.5	0.5	0.5
sio <sub>2</sub> (%)	0.05	0.05	0.05
fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)	0.05	0.05	0.05
比表面(m <sup>2</sup> /g)	140	140	140
孔容(ml/g)	0.2	0.2	0.2
酸碱度	酸性	中性	碱性
干燥失重(%)	1.0	1.0	1.0
水中溶解度(%)	0.5	0.5	0.5
灼失重(%)	8.0	8.0	8.0

2、产品介绍：该产品为白色粉状和沙状，流动性好，具有良好的理化性能，不溶于水和其他有机溶剂，在空气中能吸潮，因具有对不同物质吸附保留时间上的差异，能使各种物质达到分离提纯目的；是一种高性能的层析氧化铝，可广泛用于生化、医药炼油化工等领域。它的主要化学组成是氧化铝，具有不燃、不爆、无毒、无嗅、无腐蚀性等特点。3. 主要用途：

- 用于石油产品精制脱除芳烃类物质及其它有机气体、液体的选择性吸附分离。
- 用作化学工业中催化

剂载体，色谱用载体。•用于中草药中有效成分的分离、提纯及高纯物质的制备。•是医药、农药、染料、橡胶等柱层分析中一种简易、快速、灵敏的分析试剂。

4. 包装、储存：用纸桶和铁桶包装。储存在阴凉通风、干燥仓库中。5. 标志：注明品名、净重、含量、批号、厂名等。

• 精细化工生产中催化剂及载体。• 包装、储存：用纸桶和铁桶包装。储存在阴凉通风、干燥仓库中