

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱

产品名称	2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱厂家简介：

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱厂家 福意联的理念是：做事不离诚信二字，恒古今，唯有诚信才能赢得后的胜利！感谢多年以来各个地方的客户对本福意联（Fuyilian）的大力优良！希望我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献！

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱参数：

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱：特点：

1、具有宽的温度控制范围多温区选用，可满足用户的各种需要。2、采用的平衡调温方式，可调节理想

的温度环境，具有稳定平衡式加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制。3、温度控制采用日本神港、富士、千野KP1000程序控制型仪表。4、本试验箱具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的机能，操作简单。5、试验箱内温度设定采用键盘设定器，使设定简单易行，仪表具有偏差修正功能，经过调整可更为准确的试验条件。6、试验箱大门装有带灯观察窗，可方便地观察试样品的试验状态。7、具有高温开机功能，能在箱内温度130℃时开启冷机快速降温，用户可方便连续地进行高温、低温循环试验。

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上。6、检查无误后电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行，再放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。十多年来始终坚持以生存为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以的团队和前的水平，引的新标准。

2-8度药品冷藏箱 实验室风冷无霜 冷柜保存箱