

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜

产品名称	生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜厂家简介：

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜厂家 福意联公司 (FU.YI.LIAN)，主要、经营恒温箱（柜）、冷藏箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷藏盒、保温箱（柜）、等各个温度段的系列产品，于1999年在北京登记注册，我公司的办公地址位于的都、文化北京，我们有好的产品是和的团队，在公司发展壮大的16年里，我们为客户提供好的产品、良好的优良、健全的，福意联公司是医疗、实验室设备企业，如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者咨询。

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜参数：

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜：特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为0.1℃。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，密封系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5· 优良板材结构：优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定：核心采用国外压缩机，无氟，R134a设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，入户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；4) 恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使电动机启动困难，也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。我公司凭借的设计、的工艺、严谨的、产品过程严格执行9001体系。的各类产品已用于各大医院，深受用户认可与信任。

生物试剂冷藏柜 医用冷藏柜