

奉化/象山实验室中央台ST-A-63

产品名称	奉化/象山实验室中央台ST-A-63
公司名称	宁波世腾金属制品制造有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:世腾金属 规格:n*1500*800mm 类型:全钢
公司地址	浙江省宁波市鄞州去投资创业中心诚信路959号
联系电话	0574-88169327 18057422017

产品详情

了解世腾金属：

宁波世腾金属制品制造有限公司坐落在风景秀丽的宁波鄞州投资创业中心公司是集工业装备、仓储物流设备，办公家具，医院家具，宿舍家具的开发、制造和销售服务为一体的生产厂家。世腾人秉承为“顾客创造价值，为员工提供舞台，取信客户、回报社会”；“一切以市场为导向，坦诚、双赢，脚踏实地，稳步发展”。“上善若水，厚德载福”，德塔以海纳百川的胸襟，与各界人士携手合作，期待我们共同进步和发展，共创美好未来。

核心优势

- 1、品牌厂家一手货源，现货充足；
- 2、承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品
- 3、只要你说明需求,剩下的交给我们，我们提供一条龙服务。
- 4、充分满足客户个性化的要求，并提供全方位的售后服务。

经营理念

世腾金属经营理念：诚信做人、务实做事；达成长久、双赢的合作。

服务宗旨

世腾金属服务宗旨：保障客户的利益，满足客户个性化的要求，为客户创造价值，追求客户满意。

产品说明：

产品参数：

品牌	世腾	主体材质	全木结构
产地	浙江	具体尺寸	900*450*1800mm
备注：	产品价格，依据市场行情浮动！详细价格请电话咨询可根据客户实际需求定制		

产品优势：

1、柜体：采用18mm三聚氰胺中纤板，以2mm优质pvc封边条封边，pvc封边黏结牢固可靠，具防潮功能；2、层板：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱。层板开孔：30、50、70、100；3、柜门：上玻下框，下全木门；4、视窗：采用5mm厚度钢化玻璃，四周镶嵌玻璃，透明硅胶固定；5、铰链：引进英国技术，175°高质镀铬钢铰链；6、拉手：一字型暗拉手，铝合金/pvc/不锈钢；7、结水盘：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱；8、可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；9、参考尺寸：900*450*1800mm。

10、采用国家标准gb/t3324-1995

设计理念：

适用范围：

广泛适用于各大高校教学楼、大中小型医院、企事业单位、制药生物化学类公司及其他相关公司

联系方式：

地址：浙江省宁波市鄞州区投资创业中心诚信路959号 宁波世腾金属制品制造有限公司

联系人：史连明先生（销售部 业务经理）18057422018

电话：0574 -88128901 传真：0574 - 87806023

电子邮件:nbshiteng@163.com

qq:2355885752

官网：<http://www.china-shiteng.com>

产品展示：

世腾金属服务：

售后态度：

公司始终把客户的需求放在首位，我们忠心的希望以沟通的桥梁，更好地了解您的需求，提高我们的服务质量。

1、我司生产的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2、在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

售后电话：18057422006

联系方式：

地址：浙江省宁波市鄞州区投资创业中心诚信路959号 宁波世腾金属制品制造有限公司

联系人：史连明先生（销售部 业务经理）18057422018

电话：0574 -88128901 传真：0574 - 87806023

电子邮件:nbshiteng@163.com

qq:2355885752

官网：<http://www.china-shiteng.com>

世腾金属案例（排名不分先后）：

1、宁波红龙生物科技有限公司2、象山楚天生物科技有限公司3、宁波市北仑金盾金属表面处理厂4、浙江正奇化工有限公司5、金华市金山油脂有限公司6、连云港市丽港稀土实业有限公司7、浙江富亿光学科技有限公司8、诸暨市第二人民医院9、奉化市永达不锈钢陶瓷有限公司10、宁波君安药业科技有限公司11、浙江颐安电器科技有限公司12、浙江日升昌药业有限公司13、台州市特种设备监督检验中心14、宁波大学

说明：由于材料、成本费用等原因，价格变动较大，以上仅为象征性价格，不代表实际价，具体请以询价为准！

详细简介：

一、产品介绍 实验台是各个行业实验室必备的实验室基础配套装备之一，它具有设计合理、外型美观的组合结构款式；安装简易方便、坚实牢固承重力强的主体支撑框架；配置了功能齐全的给排水系统、电控系统、气体配送系统和废气输出系统。

二、材质说明（钢木结构）1、台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。2、木质部分：贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜体要求落地，加踢脚边。3、钢木结构钢部件主框架采用40*60*2高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。4、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。5、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固。6、清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。7、铰链、拉手：铰链采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用不锈钢拉丝拉手。8、三节导轨：可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。9、可调脚：特制不锈钢调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。10、参考尺寸：n*1500*800mm。

三、产品质量规范及验收标准3.1、实验台、柜（一）资料依据：排风柜技术条件jb/t6412-92。木家具国家标准gb/t3324-1995。金属家具国家标准gb/t3325-1995。家具力学性能试验桌类强度和耐久性gb10357-89。本公司产品技术规程bnag-1999。（二）具体纲要：产品表面无任何残缺，以及任何脏物或表面贴皮松动现象，并应做到统一产品颜色一致。产品四周轮廓分明，所有封边严实，无脱胶现象，并且所有封边无残缺破损情况。抽屉、门应启闭灵活。各种配件应安装严密、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，并不得少件，特别是铰链不得松动倾斜，使用应灵活，弹性良好。产品上所有玻璃安装后无损伤划痕现象，玻璃要干净整洁，无模糊之感。抽屉拉出三分之二，下垂度不大于20mm。产品底脚应着地平稳，无晃动。通风柜的操作门应启动轻便、无卡阻，并可停留在行程范围内的任何位置。3.2、通风设备（一）资料依据：通风与空调工程施工规范gb50243-97。玻璃纤维增强离心机jc/t553-1994。本公司产品技术规程bnag-1999。（二）具体纲要：整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。安装在室外的通风机的电动机应设防雨罩。风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。整个通风系统的噪音符合国家标准。

四、实验室设计理念、现场图4.1实验室配置标准 4.2人体工程理念（一）常规中央台通道规划的一般要求 中央台与边台间过道的最小距离为1.2米 中央台与中央台间过道的最小距离为1.5米 中央台与高柜间过道的最小距离为1.5米 中央台面对墙时的宽度不宜小于1米（二）常规边台通道规划的一般要求 两边台间过道的最小距离为1.2米 两座位间的走道不宜小于1.5米 座位与中央台的间距不宜小于2米（三）常规通风柜通道规划的一般要求 通风柜面对墙时的走道为1.8米 通风柜与实验台对放的最小距离为1.8米 两台通风柜对放的建议间距为3米

五、最新合作单位（排名不分先后）1、宁波红龙生物科技有限公司2、象山楚天生物科技有限公司3、宁波市北仑金盾金属表面处理厂4、浙江正奇化工有限公司5、金华市金山油脂有限公司6、连云港市丽港稀土实业有限公司7、浙江富亿光学科技有限公司8、诸暨市第二人民医院9、奉化市永达不锈钢陶瓷有限公司10、宁波君安药业科技有限公司11、浙江颐安电器科技有限公司12、浙江日升昌药业有限公司13、台州市特种设备监督检验中心14、宁波大学.....

六、售后承诺1、我司生产的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2、在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

七、说明：由于材料、成本费用等原因，价格变动较大，以上仅为象征性价格，不代表实际价，具体请以询价为准！

"厂家直销奉化/象山实验室中央台ST-A-63"的类型为全钢，型号是ST-A-63，规格为N*1500*800mm，品牌是世腾金属