

# 10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L

产品名称	10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L厂家简介：

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L厂家

福意联成为实验室科研攻关的贴心管家是我们的追求。公司与各大科研/医院/高校建立了良好的合作关系。长期于科学院、遗传发育、植物，农科院，医学科学院等研究；北京大学、清华大学、农业大学、北京林业大学、南开大学、天津大学、301医院（解放军总医院）、西苑医院、协和医院等医疗；化工、制药、生物的公司及厂家。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）和千家万户在一起。

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L参数：

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L：特点：

1. 福意联产品压缩机制冷；2. 智能温度控制进行操作，大屏幕液晶温度显示，温度调整精度为1℃，可对箱内温度进行修正，对制冷系统有特定保护等程序；3. 福意联多重报警装置；4. 门锁，箱内有照明；5. 采用双层门结构，采用充有惰性气体玻璃外门；6. 福意联采用无氟制冷系统，高性能循环风机，充分保证整机性能；

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要过45度。2、恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱应使用单独的单相带接地的插座。插线接地，使用中恒温箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。5、新购置恒温箱应进行内部清洗，否则会给食物带来不良影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫，以保持恒温箱的换热效果以及效果。清洗时，应取下电源插头。

福意联恒温、冷藏设备等等。利用自有的科技优势同多家经销代理商合作，享有盛名，并投入巨资用于新域的新产品开发，保证每年都给你带来全新的产品线和新的利润增长点。

10-30度药物恒温箱福意联FYL-YS-50LK/100L/138L