

# 现货上海仪电-雷磁PXSJ-226型离子计

产品名称	现货上海仪电-雷磁PXSJ-226型离子计
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	6970.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:leici/雷磁 型号:pxsj-226
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

## 产品详情

联系方式: 姜经理, 021-60644162 13917648573

办公地址: 上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄56号 (南翔现代企业园)

### 仪器功能

1. 触摸式大屏幕LCD显示, 全中文操作界面
2. 具有多点标定 (最多5点) 允许用户建立自己的标液组功能
3. 储存多种常用离子模式如  $\text{H}^+$ 、 $\text{Ag}^+$ 、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{F}^-$  等, 用户可自定义离子模式, 测量其他离子
4. 测pH, 可选择多种标准缓冲溶液进行一点、二点或多点 (5点) 标定, 允许自建标液组; 且自动识别10种标准
5. 测量结果可贮存、删除、查阅、打印或传送到PC机。最多可贮存350套测量结果, 而对于其他离子允许用户存贮100套pH测量结果和100套浓度测量结果
6. 具有标准RS-232和USB接口, 配合专用的雷磁数据采集通信软件, 可与PC的连接

### 技术指标

型号	pxsj-226	
技术参数	0.001级	
仪器级别	px值、离子浓度值、mv、温度值	
测量参数	(0.000 ~ 14.000) px	
测量范围	px	(-1999.99 ~ 1999.99) mv
	mv	(0 ~ 19990), 单位ug/l、mg/l、g/l、mol/l、mmol/l
	离子浓度	温度
		(-5.0 ~ 105.0)
分辨率	px	0.01 px、0.001 px
	mv	0.1mv、0.01mv
	温度	0.1
基本误差	px	px ± 0.002px ± 1个字; px ± 0.005px ± 1个字
	mv	± 0.03%fs
	离子浓度	± 0.5% ± 1个字
	温度	± 0.2 ± 1个字
电源	ac (220 ± 22)v; (50 ± 1)hz	
机箱外型编号	wxs-a009-1	
尺寸(mm), 重量(kg)	250 × 195 × 100, 2	

### 实验室离子选择指示电极

(使用时需要与适当的参比电极配套使用)

选用不同的离子选择电极可测量水溶液中相对应的离子浓度，应用范围广

型号	测量范围	温度范围	外壳	外形尺寸	接插件
	(mol/l)	( )	材料	( mm )	
pf-1/pf-1-01氟离子	10-1-10-6	5-45	玻璃	12 × 120	直插/bnc
pcl-1/ pcl-1-01氯离子	10-1-5 × 10-5	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pk-1/pk-1-01钾离子	10-1-10-5	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pca-1/pca-1-01钙离子	10-1-10-5	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pno3-1/pno3-1-01硝酸根离子	10-1-10-5	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pbf4-1/pbf4-1-01氟硼酸根离子	10-1-3 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pags-1/pags-1-01银硫离子	10-1-3 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
ppb-1/ppb-1-01铅离子	10-1-5 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pcn-1/pcn-1-01氰离子	10-2-10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pi-1/pi-1-01碘离子	10-1-5 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc

pcu-1/pcu-1-01铜离子	10-1-5 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pbr-1/pbr-1-01溴离子	10-1-5 × 10-6	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
pcl04-1/ pcl04-1-01	10-1-10-5	5-60	有机玻璃	12 × 120	直插/bnc
6801 (零电位0) 钠离子	10-1-10-6	20-40	玻璃	12 × 120	直插
6801a (零电位2) 钠离子	10-1-10-6	20-40	玻璃	12 × 120	bnc
6801-01 (零电位2) 钠离子	10-1-10-6	20-40	玻璃	12 × 120	bnc

### 实验室离子选择复合极

型号	测量范围 (mol/l)	温度范围 ( )	外壳 材料	填充液 (mol/l)	外形尺寸 (mm)	接插件	备注
701钠离子	10-1-10-6	5-45	玻璃	1.0 nh4cl	12 × 120	直插/bnc	
pf-202-c氟离子	10-1-10-6	5-45	玻璃	3.0 kcl	12 × 120	bnc	可选
pf-202-cf氟离子	10-1-10-6	5-45	玻璃	3.0 kcl	12 × 120	bnc	带防水件
pnh3-1/pnh3-1-01 氨电极	10-1-5 × 10-6	5-45	有机玻璃	0.1nacl 0.01nh4cl	16 × 85	直插/bn	

### 实验室参比电极

与ph玻璃电极、离子选择电极、金属电极组成电极对，用于测量溶液ph值、离子浓度值或者滴定

型号	温度范围 ( )	盐桥 材料	填充液 (mol/l)	外壳 材料	外形尺寸 (mm)	接插件	备注
232	5-55	陶瓷砂芯	饱和氯化钾	玻璃	5 × 50	叉片	
232-01	5-55	陶瓷砂芯	饱和氯化钾	玻璃	12 × 120	叉片	
217	5-55	陶瓷砂芯	饱和氯化钾 +自选内充液	玻璃	12 × 120	叉片	双盐桥
960	5-55	陶瓷砂芯	3.0 kcl	玻璃	12 × 480	叉片	
6802	5-55	陶瓷砂芯	3.8 kcl	玻璃	12 × 120	叉片	
6802-01	5-55	陶瓷砂芯	3.8 kcl	玻璃	12 × 120	叉片	
c(k2so4)	5-55	陶瓷砂芯	3.8 k2so4	玻璃	12 × 120	叉片	

"【现货】【促销】上海仪电-雷磁PXSJ-226型离子计"的类型为离子浓度计，型号是PXSJ-226，分辨率为0.01pX,0.001pX，品牌是LEICI/雷磁，环境温度为为(-5.0~105.0) ( )，电源电压是220(V)，显示方式为液晶数显，加工定制是否