

使用制氧机需要注意哪些其他的注意事项？

产品名称	使用制氧机需要注意哪些其他的注意事项？
公司名称	湖南省国瑞中安医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1813房
联系电话	18673165738 18673165738

产品详情

除了以上提到的注意事项，使用制氧机还需要注意以下其他事项：

使用前应先打开氧气罐的开关，调节氧流量，使流量计指示在0.5-1L/分钟的范围内，以避免氧流量过高或过低而引起机器报警或故障。

每次使用时间不宜过长，建议每次使用时间不超过30分钟，以避免长时间使用导致机器过热或损坏。

避免在制氧机附近放置杂物或覆盖机器，以免影响机器的正常运转和散热。

在使用过程中，如果出现异常情况，如机器故障、氧气浓度过低等，应该立即停止使用，并联系人员进行维修或更换部件。

制氧机的滤网和分子筛需要定期清洗或更换，以保证机器的正常运转和氧气的纯度。

制氧机应该放置在通风良好、干燥的地方，并远离高温、明火等危险源。

在使用过程中，应该注意保护制氧机的清洁和卫生，避免灰尘和杂物进入机器内部。

在移动制氧机时，应该平稳搬运，避免倾斜或倒置而引起机器故障或损坏。

总之，使用制氧机需要注意多方面的安全问题和细节，以保证机器的正常运转和人身安全。在使用过程中，应该严格按照说明书中的操作规程进行操作，并注意保护机器的清洁和卫生。

