

山东济南专业供应层析仪 实验室仪器

产品名称	山东济南专业供应层析仪 实验室仪器
公司名称	济南海博实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:ma 类型:制备液相色谱
公司地址	济南市天桥区济洛路163号
联系电话	15692373918 13854165568

产品详情

产品名称	型号	外形尺寸 长×宽×高	主要技术参数
自动核酸 蛋白分离层析仪	ma99-1	普通配置 (五件套)	hd-1核酸蛋白检测仪, xwt-s台式记录仪 hl-2恒流泵, bsz-100电子钟控自动部份收集器 层析柱: 1.0×40, 1.6×50, 2.5×60各一支 波长: 254, 280nm; 定时范围: 1分-24小时 流量: 0.1-10ml/m; 收集容量: 12ml×100
	ma99-2	标准配置 (五件套)	hd-1核酸蛋白检测仪, xwt-s台式记录仪 hl-2s恒流泵, sbs-100数控计滴自动部份收集器 层析柱: 1.0×40, 1.6×50, 2.5×60各一支 波长: 254, 280nm; 定时范围: 1秒-9999分 流量: 0.1-10ml/m; 计滴范围: 1滴-9999滴 收集容量: 12ml×100
	ma99-2a	标准配置 (六件套)	hd-2核酸蛋白检测仪, bs-100a自动部份收集器 hl-2恒流泵, th-500梯度混合器, xwt-s台式记录仪 层析柱: 1.0×40, 1.6×50, 2.5×60各一支 波长: 254, 280nm; 定时范围: 1秒-100分

			流 量：0.1-10ml/m； 收集容量：12ml × 100 给出梯度：1000ml， 梯度形状可直线
	ma99-3	豪华配置 (六件套)	hd-2核酸蛋白检测仪，dbs-100电脑全自动部份收集器 dhl-a电脑数显恒流泵，3057-11台式记录仪，仪器车 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：254，280nm； 定峰范围：0-100mv 流 量：0.01-15ml/m； 定时范围：1秒-9999分 计滴范围：1滴-9999滴； 收集容量：12ml × 100
自动液相	mb99-1	普通配置 (五件套)	hd-3紫外检测仪，xwt-s台式记录仪 hl-2恒流泵，bsz-100电子钟控自动部份收集器 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1分-24小时； 流 量：0.1-10ml/m 收集容量：12ml × 100
色谱分离层析仪	mb99-2	标准配置 (五件套)	hd-3紫外检测仪，xwt-s台式记录仪 hl-2s恒流泵，sbs-100数控计滴自动部份收集器 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1秒-9999分； 流 量：0.1-10ml/m 计滴范围：1滴-9999滴； 收集容量：12ml × 100
	mb99-2a	标准配置 (七件套)	hd-3紫外检测仪，bs-100a自动部份收集器，hl-2恒流泵 th-500梯度混合器，xwt-s台式记录仪，仪器车 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1秒-100分； 流 量：0.1-10ml/m 收集容量：12ml × 100； 给出梯度：1000ml (梯度形状可直线)
	mb99-3	豪华配置 (六件套)	hd-3紫外检测仪，dbs-100电脑全自动部份收集器 dhl-a电脑数显恒流泵，3057-11台式记录仪，仪器车 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1秒-9999分； 流 量：0.01-15ml/m

			计滴范围：1滴-9999滴； 定峰范围：0-100mv 收集容量：12ml × 100
自动核酸 蛋白分离层析仪	mc99-2	标准配置 (组合式)	组合式含：核酸蛋白检测仪；恒流泵 自动部份收集器；梯度混合器 系统配置：xwt-s台式记录仪1台 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：254，280nm； 定时范围：1秒-100分 流 量：1-80ml/m； 收集容量：12ml × 100 给出梯度：1000ml， 梯度形状可直线
自动液相 色谱分离层析仪	mc99-3	豪华配置 (组合式)	组合式含：紫外检测仪；数显恒流泵 电脑全自动部份收集器；梯度混合器 系统配置： (二选一) 3057-11台式记录仪1台或 配软件电脑绘图，数据分析和计算(电脑自备) 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1秒-9999分； 转 速：0.1-100转/分 计滴范围：1滴-9999滴； 收集容量：12ml × 100 定峰范围：0-100mv；给出梯度：1000ml， 梯度形状可直线
自动液相 色谱分离层析仪 (电脑数据采集)	md99-1	普通配置 (五件套)	hd-3紫外检测仪，bsz-100电子钟控自动部份收集器 hl-2恒流泵，hd-a电脑采集器 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1分-24小时； 流 量：0.1-10ml/m 收集容量：12ml × 100 自配电脑 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
	md99-2	标准配置 (五件套)	hd-3紫外检测仪，sbs-100数控计滴自动部份收集器 hl-2s恒流泵，hd-a电脑采集器 层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支

			<p>波 长：220，254，280，340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999分；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>计滴范围：1滴-9999滴；收集容量：12ml × 100</p> <p>自配电脑 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
	md99-2a	<p>标准配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-3紫外检测仪，bs-100a自动部份收集器</p> <p>hl-2恒流泵，th-500梯度混合器，hd-a电脑采集器</p> <p>层析柱：1.0 × 40，1.6 × 50，2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220，254，280，340nm</p> <p>定时范围：1秒-100分；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>收集容量：12ml × 100</p> <p>给出梯度：1000ml，梯度形状可直线</p> <p>自配电脑 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
	md99-3	<p>豪华配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-3紫外检测仪，dbs-100电脑全自动部份收集器</p> <p>dhl-a电脑数显恒流泵，hd-a电脑采集器，仪器车</p> <p>层析柱：1.0 × 40，1.6 × 50，2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220，254，280，340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999分；流 量：0.01-15ml/m</p> <p>计滴范围：1滴-9999滴；定峰范围：0-100mv</p> <p>收集容量：12ml × 100</p> <p>自配电脑 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
自动液相 色谱分离层析仪 (配恒温层析柜)	me99-1	<p>普通配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-3紫外检测仪，bsz-100电子钟控自动部份收集器</p> <p>hl-2恒流泵，xwt-s台式记录仪，cxg-1层析柜</p> <p>层析柱：1.0 × 40，1.6 × 50，2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220，254，280，340nm</p> <p>定时范围：1分-24小时；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>收集容量：12ml × 100</p> <p>温控范围：0-45 ；层析柜容积：250l</p>
	me99-2	<p>标准配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-3紫外检测仪，sbs-100数控计滴自动部份收集器</p> <p>hl-2s恒流泵，3057-11台式记录仪，cxg-1层析柜</p>

			<p>层析柱： 1.0 × 40 , 1.6 × 50 , 2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220 , 254 , 280 , 340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999分；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>计滴范围：1滴-9999滴；收集容量：12ml × 100</p> <p>温控范围：0-45 ； 层析柜容积：250l</p>
	me99-3	<p>豪华配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-3紫外检测仪，dbs-100电脑全自动部份收集器</p> <p>dhl-a电脑数显恒流泵，hd-a电脑采集器，cxg-1层析柜</p> <p>层析柱： 1.0 × 40 , 1.6 × 50 , 2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220 , 254 , 280 , 340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999分；流 量：0.01-15ml/m</p> <p>计滴范围：1滴-9999滴；定峰范围：0-100mv</p> <p>收集容量：12ml × 100</p> <p>温控范围：0-45 ； 层析柜容积：250l</p> <p>自配电脑 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
自动液相	mf99-1	<p>普通配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-5电脑紫外检测仪，cbs-a程控全自动部份收集器</p> <p>hl-2恒流泵，th-500梯度混合器，组装台式电脑</p> <p>层析柱： 1.0 × 40 , 1.6 × 50 , 2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220 , 254 , 280 , 340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999秒；1分-9999分</p> <p>收集容量：12ml × 100；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>移动方式：可编程控制；程序数：10个</p> <p>给出梯度：1000ml，梯度形状可直线</p> <p>电脑配置：台式电脑（普通配置）</p> <p>可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
色谱分离层析仪 (配电脑)	mf99-2	<p>标准配置</p> <p>(六件套)</p>	<p>hd-5电脑紫外检测仪，cbs-a程控全自动部份收集器</p> <p>hl-2s恒流泵，th-500a梯度混合器，品牌台式电脑</p> <p>层析柱： 1.0 × 40 , 1.6 × 50 , 2.5 × 60各一支</p> <p>波 长：220 , 254 , 280 , 340nm</p>

		<p>定时范围：1秒-9999秒；1分-9999分</p> <p>收集容量：12ml × 100；流 量：0.1-10ml/m</p> <p>移动方式：可编程控制；程 序 数：10个</p> <p>给出梯度：1000ml，梯度形状可直线</p> <p>电脑配置：品牌台式电脑（标准配置）</p> <p>可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算</p>
mf99-3	<p>豪华配置</p> <p>（七件套）</p>	<p>hd-5电脑紫外检测仪，cbs-b程控多功能全自动部份收集器 bt-100n恒流泵，th-1000a梯度混合器，仪器车 品牌笔记本电脑</p> <p>层析柱： 1.0 × 40， 1.6 × 50， 2.5 × 60各一支 波 长：220，254，280，340nm</p> <p>定时范围：1秒-9999分； 收集容量：12ml × 100</p> <p>定峰范围：0-1000mv；流 量：0.1-80ml/m</p> <p>移动方式：可编程控制；程 序 数：10个</p> <p>给出梯度：2000ml，梯度形状可直线</p> <p>电脑配置：品牌笔记本电脑（标准配置）</p> <p>可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算（耐有机溶液）</p>

"山东济南专业供应层析仪 实验室仪器"的品牌为国产，型号是MA，类型为制备液相色谱