

CZ18671-D医用采血针管韧性测试仪厂家直供

产品名称	CZ18671-D医用采血针管韧性测试仪厂家直供
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:CZ18671-D 是否进口:否
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：GB18671

测试项目：采血针、针管韧性测试

公称规格：所有采血针、针灸针针体

试验频率：0.5Hz

摇臂摆动弯曲角度：15°、20°、25°、45°、90°5种角度可选择

弯曲距离：8~55mm,精度：±0.1mm(10种规格)；

实验次数：双向施力20次和疲劳断裂试验

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

使用采血针的注意事项包括以下几点：

消毒：在采血前，需要对采血部位进行消毒，以减少感染的风险。

穿刺：选择合适的静脉进行穿刺，避开输液侧、手术侧及末梢循环差的肢体，避开血肿炎症等皮肤破损处。

取血：在取血过程中，需要保持针头稳定，避免晃动或移动，以免导致穿刺失败或血液标本污染。

止血：采血后，需要及时按压止血，并观察局部有无出血、淤血等异常情况。

此外，还需要注意以下几点：

避免重复使用采血针，以免造成交叉感染。

采血前需要告知患者相关注意事项，如保持安静、避免剧烈运动等。

采血过程中需要保持清洁卫生，避免污染。

采血后需要及时将血液标本送检，以免影响检查结果。

总之，正确使用采血针是保证血液标本质量和安全的关键，需要严格遵守相关操作规范和注意事项。