

湖北马弗炉 分体式马弗炉 上海昀跃

产品名称	湖北马弗炉 分体式马弗炉 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

1. 所有浸放盐浴炉的工件、夹具、补充的新盐，校正剂等都必须进行烘烤或预热，以防水与盐爆飞溅伤人。
2. 严禁将硝盐浴带入高温盐浴。
3. 电气开关的通断调节，智能马弗炉，变压器调挡等都要切断电源，并不得戴手套。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱

、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

- 1、本系列马弗炉外形均为长方形，炉壳系用角钢及钢板折边焊接制成；
- 2、工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热。
- 3、炉门通过铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭，开启时只需将手把锁往上提出，可编程马弗炉，胶钩往外拉开，将炉门置于左侧即可。
- 4、本机温度控制系统采用微电脑智能控制，数字式显示温度，配备大视角电流表，可使用户清晰观察。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

马弗炉的使用及注意事项

1. 新炉的耐火材料里含有水分，另外为使加热元件生成氧化层，在开始使用前，必须先低温下烘烤数小时并逐渐升温至900℃，且保持5小时以上，以防炉膛受潮后因温度的急剧变化而。
2. 在马弗炉加热时，炉外套也会变热，应使炉子远离物，并保持炉外易散热。
3. 加热元件的工作寿命取决于其表面的氧化层，破坏氧化层会缩短加热元件的寿命，湖北马弗炉，而每次停机都会对氧化层有所损害，因此开机后应避免停机。
4. 使用时炉温不得超过额定温度，以免烧毁电热元件，并禁止向炉膛内灌注各种液体及熔解的金属。
5. 在做灰化试验时，一定要先将样品在电炉上充分碳化后，再放入灰化炉中，以防碳的积累损坏加热元件。
6. 几次循环加热后，炉子的绝缘材料可能出现裂纹，这些裂纹是热膨胀引起的，对炉子的质量没有影响。
7. 马弗炉为实验用品，不得移作它用，样品一定要用洁净的坩埚盛放，分体式马弗炉，不得污染炉膛。
8. 电阻炉使用时，要经常照看，防止自控失灵造成事故，晚间无人值班时，切勿使用电阻炉。
9. 马弗炉使用完毕，应切断电源，使其自然降温。不应立即打开炉门，以免炉膛突然受冷碎裂，如急用，可先开一条小缝，让其降温加快，待降温度降至200℃以下时，方可开炉门。
10. 使用马弗炉时，需注意安全。

湖北马弗炉-分体式马弗炉-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”选择上海昀跃仪器设备有限公司,公司位于:上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室,多年来,上海昀跃坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。上海昀跃期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事井式加热炉,高温井式加热炉,实验用井式加热炉的厂家,欢迎来电咨询。