

# 德瑞康医疗器械 肺功能阻沫咬嘴 肺功能咬嘴

产品名称	德瑞康医疗器械 肺功能阻沫咬嘴 肺功能咬嘴
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

## 产品详情

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

用途适用于肺功能检查用材料木浆纸，经环氧乙烷灭菌，洁净程度高技术参数其中日本MINATO(美能)肺功能仪使用的一次性纸口件(mouth piece)技术参数要求尺寸：.内径25毫米，内腔阻力小于0.5厘米 .高度60-70毫米均可 .死腔量小于50毫升使用范围瑞士席勒:SP-1肺功能仪。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

广州德瑞康医疗器械有限公司是国内大的心肺功能仪一次性使用呼吸纸质咬嘴生产生产供应商，同时生产一次性科卡峰速仪纸吹嘴，肺功能咬嘴供应商，其生产的产品质量好，肺功能阻沫咬嘴，惠，厂家供应，。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

产品简介：咬口分为：普通胃镜咬口，加长型胃镜咬口，固定式咬口，固定式压舌咬口。肺功能咬口与肺功能仪配合使用，主要用于肺功能检查。材料：咬口由高密度树脂制成，一次性使用，使用后集中销毁。咬口的使用：胃镜咬口适用于胃镜检查及胃镜手术用，防止患者咬坏胃镜管体。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

1、开启包装，取下商品；2、查验商品，是不是有损坏。3、依照安全操作规程开展实际操作。4、一次性应用，用后销毁。肺功能检查塑胶咬嘴由杀菌消毒，肺功能检查塑胶咬嘴适用肺功能检查室查验应用；肺功能检查塑胶咬嘴应用范畴：肺功能检查室。咬口的使用注意事项：1、检查产品，是否有破损2、包装破损或漏气，一次性肺功能咬嘴，禁止使用；3、一次性使用，用后销毁。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能体检吹气的操作方法：先深吸一口气，再用力吹气，肺功能咬嘴，之后慢慢地放轻松放轻松，直到完全呼出气体。肺功能仪纸咬口的标准包装 100个一盒 1000个一箱，可以按照客户要求要求进行相应的包装。肺功能仪纸管子纸接口的生产原材料是进口原生态纸浆，食用胶水制作。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

咬口的使用注意事项：1、检查产品，是否有破损2、包装破损或漏气，禁止使用；3、一次性使用，用后销毁。 支气管舒张试验的禁忌症在普通肺功能禁忌症的基础上，还要加上这几条：对已知支气管舒张剂过敏者，禁用该类舒张剂；有严重心功能不全者，慎用 2-受体激动剂；有青光眼、肥大排尿困难者慎用能受体拮抗剂。

德瑞康医疗器械(图)-肺功能阻沫咬嘴-肺功能咬嘴由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。广州德瑞康医疗器械有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的医疗器械等行业积累了大批忠诚的客户。德瑞康带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！