

WJL-602型激光粒度仪

产品名称	WJL-602型激光粒度仪
公司名称	佛山市顺德区穗荣仪器有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:仪电 型号:wjl-602
公司地址	中国 广东 佛山市 广东顺德容桂桂州大道中宏逸华庭13号首层
联系电话	86-075728893532 13600497634

产品详情

采用全量程米氏散射理论

1、测量范围：0.1~600微米

2、准确性误差： $\pm 1\%$ （国家标准物质d50）

重复性偏差： $\pm 1\%$ （国家标准物质d50）

电气要求：交流 $220 \pm 10\text{v}$ ，50hz, 200w

外观尺寸：1000 × 330 × 320mm

重量：38kg

3、光源：采用he-ne激光气体光源，波长0.6328微米，使用寿命大于25000小时。

4、探测器：采用一个量程设计，光路免调，主检测器一个，辅助检测器多个，呈非均匀性交叉三维扇形矩阵排列，最大检测角达到90度。

5、超声系统：超声器（100w）与主机一体，超声时间全自动操作和触摸式按键连续调节，设置时间数字显示，超声时间0~9分50秒连续可调。

6、样品分散池：样品分散池（400ml）与主机一体，不锈钢材质，呈圆形。采用湿法分散，可用蒸馏水、纯净水和酒精等液体作分散介质。

7、循环系统：循环泵速全自动操作和触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，循环泵速0~5000转/分钟连续可调。

8、搅拌系统：搅拌速度全自动操作和触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，搅拌转速0~3000转/分钟连续可调。

9、分析软件：颗粒粒度测量分析系统功能强大，测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理，具有微分分布、累积分布、标准分级、r-r分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级，在量程范围内，从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表，有d10、d50、d90、平均粒径和比表面积等特征参数，有四个自定义参数根据需要自行输入，重量比表面积与体积比表面积可以互换。粒度数据可保存到excel。支持中、英文格式测试报告打印，页眉和页脚可根据需要进行修改，有打印预览功能，能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或pdf格式，便与word交互使用。

10、操作简便：操作标准、量化、简单，测试数据过程在1分钟内完成。

11、可视性强：测试过程清晰可见，瞬时刷新。

"供应WJL-602型激光粒度仪"的类型为激光粒度仪，测量时间是60（s），型号为WJL-602，品牌是仪电，加工定制为否，测量重复性是1（%），测量范围为0.2-600（um），测量准确度是1（%）