

## 3M大肠菌群测试片（5ml型）6415

产品名称	3M大肠菌群测试片（5ml型）6415
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	484.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:3m 型号:6415
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

## 产品详情

### 【商品名称】

3m大肠菌群测试片（5ml型）6415[3m高灵敏度大肠菌群测试片]

未拆封包请冷藏於2~8℃，并在保存期限内使用完。在高湿度的环境中可能出现冷凝水，最好在拆封前将整包回温至室温。

### 【产品说明】

3m高灵敏度大肠菌群测试片,灵敏度高达1cfu/5ml或1cfu/5g，24小时即可确认菌落数；25片/包，20包/箱。

### 基本特点：

灵敏度高达1cfu/5ml或1cfu/5g；

目的菌落显示为红色带气泡，粉红色菌晕辅助计数；

24小时即可确认菌落数。

### 符合标准：

美国官方分析化学家委员会（aoac® international）aoac oma标准：996.02

### 【技术标准】

#### 1. 本品性质：

2. 本品参照最新的国家标准，完全符合国家要求；
3. 提供多种规格、不同级别要求的产品，方便您的需要；
4. 快递传递产品，让你收货无忧！！

#### 【贮藏条件】

未拆封包请冷藏於2~8℃，并在保存期限内使用完。在高湿度的环境中可能出现冷凝水，最好在拆封前将整包回温至室温。已开封时，将封口以胶带封紧，贮放于25℃ / 湿度50%以下，并于一个月内使用完。

【保质期】一年。

#### petrifilm™高灵敏度大肠菌群测试片-美国3m

- 灵敏度高达1cfu/5ml或1cfu/5g
- 目的菌落显示为红色带气泡，粉红色菌晕辅助计数
- 24小时即可确认菌落数

aoac oma标准：996.02

编号：6415

规格：25片/包，20包/箱

产品适合于食品及原料中大肠菌群的计数，如消毒牛乳、冷饮和调味品等样品的检测，也可用于表面的卫生检测。

#### 高灵敏度大肠菌群计数测试片

该手册能指导你掌握3mtpetrifilm™高灵敏度大肠菌群测试片的使用。如需更多信息，请与3m微生物产品代理联系。

#### (贮藏)

- 1.未开封时，冷藏于 8℃（46°F），并在保存期内用完，高湿度时，为排除凝固水，包装物最好于室温启开。
- 2.已开封的，将封口以胶带封紧。3.已开启的包装袋不要冷藏，并于一个月内使用完。

#### (样品制备)

4.制备食物样品稀释液，称取或吸取食物样品，置入适宜的无菌容器内，如均质袋、稀释瓶、whirlpakbag或者其他灭菌容器内。5.加入适量的无菌稀释液,可选用bufferfield's磷酸盐缓冲液(idf磷酸盐缓冲液,0.0425g/l的kh<sub>2</sub>po<sub>4</sub>，调ph7.2)、0.1%的蛋白胨水、蛋白胨盐稀释液(iso方法6887)、盐溶液(0.85-0.90%)、无重亚硫酸盐的letheen肉汤或蒸馏水。不可用缓冲蛋白胨水，或含有柠檬酸盐、重亚硫酸盐或硫代硫酸盐的缓冲液，因为它们会抑止菌的生长。

6.搅拌或均质样品对于酸性样品，用1nnaoh调ph至6.5-7.5;碱性样品用1nhcl调ph。

(接种)

7、将测试片置于平坦表面处，揭开上层膜。

8、吸取5ml样液,并垂直滴加在测试片中央。

9、细心将上层膜缓慢盖下，避免有气光泡产生，切勿使上层膜直接落下。

10.使用高灵敏度测试片的压板放置在接种的样品上。

11、轻轻的压下，使样液均匀覆盖于圆形的培养面积上，切勿扭转压板。

12.拿起压板，静置2-5分钟以使凝胶固化。

"3M大肠菌群测试片（5ml型）6415"的功率为0（w），类型是其他反应器，型号为6415，容量是0（ml），品牌为3M，加工定制是否