

## Gemini NX-C18液相色谱柱250\*4.6mm,5um 00G-4454-E0

产品名称	Gemini NX-C18液相色谱柱250*4.6mm,5um 00G-4454-E0
公司名称	圣一恒德(北京)科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:飞诺美Phenomenex 货号:00G-4454-E0 规格:250*4.6mm,5um
公司地址	迎宾南路11号五幢二层2213室
联系电话	01053630904 13019473396

### 产品详情

Gemini NX-C18液相色谱柱250\*4.6mm,5um 00G-4454-E0 耐用的反相HPLC色谱柱，延长极端pH条件的使用寿命，并具有优异的稳定性、重现性和分离效果。充分利用高/低pH值条件（pH值1-12）调节选择性；采用TWIN-NX专利技术，色谱柱寿命更长；适用于进行碱性和酸性化合物分析和制备分离。

TWIN（二合一）技术 Gemini C18 和 C6-Phenyl在硅胶生产的后阶段，我们会在上面杂化一层\*的有机硅胶层，从而形成一种全新的复合颗粒。由于内部硅胶基质在这个生产过程中不会改变，这种颗粒除了保留机械强度与硬度和出色的柱效外，硅胶有机外壳还可以保护颗粒免受化学物质的侵蚀。

第二代 TWIN-NX 技术 Gemini NX-C18TWIN-NX 使用改进型有机硅胶杂化工艺，这种技术可以形成高度稳定的乙烯交联结构。这些有机基团均匀地融入硅胶表面的杂化层，同时保持纯净的硅胶芯。这不仅能够抵抗高 pH 值的侵蚀，而且还能保持硅胶颗粒的高效性和机械强度。

Gemini NX-C18液相色谱柱250\*4.6mm,5um 00G-4454-E0 订货信息：

货号	固定相	粒径 (m)	孔径()	长度 (mm)	内径 (mm)
00A-4453-E0	NX-C18	3	110	30	2
00A-4454-E0		5		30	2
00B-4453-E0		3		50	2
00B-4454-E0		5		50	2
00C-4453-E0		3		75	2
00D-4453-E0		3		100	2
00D-4454-E0		5		100	2
00F-4453-E0		3		150	2
00F-4454-E0		5		150	2
00M-4453-E0		3		20	2
00N-4453-E0-CE		3		10	2

00A-4453-Y0	3	30	3
00B-4453-Y0	3	50	3
00B-4454-Y0	5	50	3
00D-4453-Y0	3	100	3
00D-4454-Y0	5	100	3
00F-4453-Y0	3	150	3
00F-4454-Y0	5	150	3
00G-4453-Y0	3	250	3
00G-4454-Y0	5	250	3
00A-4453-E0	3	30	4.6
00B-4453-E0	3	50	4.6
00B-4454-E0	5	50	4.6
00C-4453-E0	3	75	4.6
00C-4454-E0	5	75	4.6
00D-4453-E0	3	100	4.6
00D-4454-E0	5	100	4.6
00D-4455-E0	10	100	4.6
00F-4453-E0	3	150	4.6
00F-4454-E0	5	150	4.6
00G-4453-E0	3	250	4.6
00G-4454-E0	5	250	4.6
00G-4455-E0	10	250	4.6