

氙灯灯管 Atlas Ci4000 Ci4000氙灯老化试验机

产品名称	氙灯灯管 Atlas Ci4000 Ci4000氙灯老化试验机
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

特点：

- 1、支持6500W大功率精密水冷式氙灯灯管
- 2、总曝晒面积：6,500 cm² (1,008 in²)
- 3、自动旋转式3层样品架
- 4、大屏幕全彩色TFT显示自动诊断信息
- 5、直接设置和控制辐照度340nm/420nm、300-400nm
- 6、直接控制箱内温度及黑板或/和黑标温度
- 7、直接设置和控制相对湿度
- 8、直接设置和控制试验舱内空气温度
- 9、显示诊断信息
- 10、内置14个主要
- 11、支持12个客户自定义编程
- 12、多语种显示(中、英、法、德、西、日、韩)

- 13、U盘数据输出接口
- 14、内置全球专利的Smart Damper?自动送风风速调节及智能化调风系统
- 15、内置全球专利的Smart Light?智能化灯光监测系统
- 16、样架背面喷淋系统
- 17、过滤组合以满足全部测试标准
- 18、进气管除尘过滤器
- 19、CS-7氙灯冷却系统
- 20、自动水质监控及自动报警
- 21、校准的参照氙灯;
- 22、试验箱观察窗，材质为316级不锈钢;
- 23、全球通用电源系统，适用于各种频率、电压和电气要求
- 24、电气安全性能满足CE、UL、CSA、EN、ISO标准
- 25、以辐照量和时间为单位自动功能
- 26、样品架可容纳多种类型的样品
- 27、VibraSonic™加湿系统

技术参数：

- 1、光源：6500W水冷氙灯
- 2、使用寿命(1个太阳标准)：1200小时
- 3、滤光片：可更换内外滤光片
- 4、辐照度控制：340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控
- 5、灯光监控：SmartLight™监视器
- 6、相对湿度控制：自动
- 7、湿度范围：光循环:10-75%(温度决定), 暗循环: 达到
- 8、温度控制：自动
- 9、黑板或黑标温度：BPT 40-110 / BST40-120

- 10、同时控制BPT或BST及箱内温度：标准
- 11、BPT/BST双控：可选
- 12、试样架类型：3层
- 13、曝晒测试面积：6500cm²(1008in²)
- 14、电源：三相三线 200-250V 50A 50/60HZ 9.5KW 三相四线 340-415V 47A 50/60HZ 9.5KW
- 15、HVAC-MJ/h (BTU/h)(大)：41.36MJ/h (39203BTU/h, 450CFM)
- 16、压缩空气：0.11m³/min (大4CFM), @552kPa, (80psi)
- 17、水liuliang：
 - (1)压力：138-345kPa (20-30psi)
 - (2)加湿：去离子水0.2 L /min
 - (3)样品喷淋：去离子水0.2 L /min
 - (4)样架喷淋：去离子水0.2 L /min
 - (5)氙灯冷却liuliang@4000W：去离子水1.5L/min
- 18、尺寸(L x W x H)：127 x 102 x 198cm
- 19、底座：148 x 274cm(包含存取间)
- 20、重量：641kg (1410lb)

标准配置：

- 1、主机 1台
- 2、4000小时备件包(氙灯2支，2个外过滤光片，10个外过滤光片等)
- 3、标准校准灯管1支
- 4、蓝标1套(满足AATCC ISO 等标准)
- 5、3层可旋转灯笼架 1套

可选附件：

- 1、BPT/BST双控：可选
- 2、辐照度控制：340/420nm或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控

- 3、安装在风道里的制冷线圈(不包含必要的制冷装置)
- 4、S3T特定试样表面温度系统
- 5、WXView(气候观察)数据获取系统
- 6、LiquiAirTM - LiquiAir自助式氙灯冷却系统
- 7、满足特殊测试要求的辅助灯笼架
- 8、Caster(4脚)包括适配器和安装说明
- 9、LS-200全光谱监测设备
- 10、伸展腿(4脚：tisheng装置 15厘米)
- 11、XenoCal?辐射定标设备
- 12、环境空气调节单元ACU
- 13、纯水系统
- 14、冰水系统
- 15、空气压缩系统