

犬伤伤口暴露处置---壁挂式医用创口冲洗器

产品名称	犬伤伤口暴露处置---壁挂式医用创口冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 清水出水流量: 1.4L/min, 可通过流量阀调节 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

犬伤是一种常见的在养犬家庭中发生的意外伤害，正确处理和及时清洁伤口是非常重要的。为了方便大家处理犬伤伤口的暴露情况，我们推出了一款便捷高效的壁挂式医用创口冲洗器。

这款医用创口冲洗器的配套冲洗液具有PH均值8.00-8.10之间，这是因为人和动物皮肤表面的PH值相对稳定在这个范围内，使用这样的创口冲洗液有助于保护皮肤表面的酸碱平衡，减少刺激和不适感。

清水出水流量是使用创口冲洗器时需要考虑的一个重要指标。我们的产品具有 1.4L/min的出水流量，而且可通过流量阀进行调节，这样可以确保冲洗时的水流充足，快速清洗伤口，带走细菌和污垢。

在处理犬伤伤口的时候，冲洗时间也是一个需要注意的因素。我们的创口冲洗器设计为冲洗时间大于15分钟，这是因为在清洗伤口时要保证彻底清除污垢和细菌，确保伤口的彻底清洁和消毒。

此外，我们的壁挂式医用创口冲洗器还具有以下特点：

壁挂式设计方便安装和使用，可根据需要调整冲洗器的位置。

冲洗器的注水口和出水口分开设计，便于操作和控制水流。

冲洗器材质采用耐高温抗氧化的塑料，易于清洁和维护。

冲洗器的喷头采用设计和制造，水流均匀稳定，不伤害皮肤。

在使用壁挂式医用创口冲洗器时，您只需将冲洗液和清水倒入相应的容器中，打开流量阀控制水流，将受伤部位放置在喷头下方，按需进行冲洗。保持冲洗时间大于15分钟，定期更换冲洗液，可以更好地清洁和消毒伤口，促进伤口的愈合。

在处理犬伤伤口时，为了确保安全和卫生，建议在冲洗后寻求医生的咨询和指导，以便及时处理伤口和预防感染。

河南煜博生物科技有限公司致力于研发和生产高质量的医疗器械和消毒产品，我们的壁挂式医用创口冲洗器是您处理犬伤伤口的理想选择。如果您有任何关于产品的疑问或购买需求，请随时向我们咨询。