

日本奥林巴斯高频切除电极针形电切环WA22355C

产品名称	日本奥林巴斯高频切除电极针形电切环WA22355C
公司名称	潍坊卓汇商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦商住楼北附楼4-410室（注册地址）
联系电话	13651305582

产品详情

奥林巴斯高频切除电极、针型电切环WA22355C产品说明:

品牌：日本奥林巴斯 Olympus

名称：高频切除电极

型号：WA22355C

规格：45度，针形，24-28Fr.，12度和30度,灭菌，一次性，12支/盒。

结构及组成：该产品由高频切除电极和高频电缆线组成。电极分为一次性使用和重复使用，一次性使用电极为环氧乙烷灭菌；电缆线为重复使用

适用范围：该产品与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水中对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作。（WA22558C仅用于前列腺治疗）

奥林巴斯我们还大量供应：

单极电切环：环状大号A22201C、针状(A22253A)、滚状(A22251A)、铲状(A22221C)等十多种。

双极电切环：环状(中号WA22302D、大号WA22503D)、针状(WA22355C)、滚状(WA22351C)、铲状(WA22521C)、按钮状(WA22557C)、剝除状(WA22558C)等

宫腔镜：A4674A、A4673A、A4672A

电切镜：WA2T412A

腹腔镜：WA53005A、WA50373B、WA4KL130

工作把手：WA22367A、WA22366A、WA22067A

外管鞘：A42011A、A42021A、A22026A

内管鞘：A22040A、A42011A、A22041A

管鞘：A4771、A4772、A4773、A47610A、A4761

电缆线：A0393、A0358，A60003C、WA00013A

导光束：WA03300A电切镜用、WA03310A腹腔镜用

生理盐水电缆线：WA00014A，双极、4m

灯泡：MAJ-1817，MD-631

电凝钳：钳嘴WA64120C,套杆WA60800C，手柄WA60101C

抓取钳：钳嘴A64050A，套杆A60800A，手柄A60100A

活检钳：A4824；抓取钳A4825、A4827、A4829

剪刀：A4826、A4830、A63810A

超声刀手柄换能器：TD-TB400

超声刀换能器电缆线：MAJ-1121

双踏板脚踏开关：WB50402W；单踏板脚踏开关：WB50403W