

## 放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器

产品名称	放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67944.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器公司说明：

福意联公司将恪守“以德敬人、以诚立人”的企业，为目标客户提供优良、全程、的售后，是顾客得到优良大增值，与顾客共创双赢。我们需要不断创新，保持与优异同步，不断吸取优良，制造全新理念的产品售后于社会。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的\*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器产品参数：

放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加温器相关-手术室的环境温度一般控制在22度左右甚至更低，

这样才能为术者创造舒适的环境，而医生及巡回护士大多需要外加来“御寒”的。但对于病人来说，皮肤温度和环境温度相差过大，会使病人辐射和对流散热明显增加。剂本身可降低20%~30%的代谢率，加上全麻下体温调节及外周温觉感受器传入中断，肌松下寒颤产热消失，这些因素均导致体温下降。有研究表明，在19-21度的手术室环境下，至少50%的手术里，都会出现患者低体温的现象，尤以全麻后第1小时体温下降优良为急剧。为了净化手术室空气减少微生物的滋生，采用层流设备来净化空气，经层流净化过的空气从手术床上方的进风口进入手术间，再从手术床向四周扩展，造成患者处于优良低温区域。术中输入大量低于体温的冷液体或温度较低的库存血，对患者体液造成“冷稀释”作用、大量使用室温冲洗液、非手术区暴露过多等等原因，都加速了患者体温的下降。相关文献报道，给成人静脉输入环境温度的液体1000mL或200ml4

的血液，可使体温平均降低约0.25。放造影剂的恒温箱37 造影剂培养加热箱加热器