

高级全自动电脑心肺复苏模拟人,模型,橡皮人,假人

产品名称	高级全自动电脑心肺复苏模拟人,模型,橡皮人,假人
公司名称	上海振育科教设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号311室
联系电话	021-66270218 13386088996

产品详情

产品名称：高级全自动电脑心肺复苏模拟人,模型,橡皮人,假人 产品型号：zy-cpr480 了解详情：www.zycpr.com/xffs/21.html 联系电话：021-66270218 qq:648451019 产品特点：模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压时：

1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的各种原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） 3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期cpr操作。 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑数码显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷 2010国际最新操作指南光盘1盘

现场急救常用技术使用手册1本 使用说明书一本。 保修卡、合格证； 研究心脏骤停患者使用心肺复苏治疗成功率受什么因素影响实验方法，首先对照组在连续心电检测下给予患者胸外心脏按压。 按压频率保持100次 / min；行常规气管插管开放气道，呼吸机辅助机械呼吸；依据患者病情应用复苏药物，建立静脉通道滴注如肾上腺素、阿托品、利多卡因等复苏药物[31；必要时行电除颤，首次除颤后即开始记录心电图变化，若室颤持续存在可持续电击，并递增能量直至转复成功或停止抢救。 观察组在此基础上尝试使用血管加压素联合肾上腺素治疗。