

# 立式医用低温保存箱-零下30度可调

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 立式医用低温保存箱-零下30度可调           |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                  |
| 价格   | .00/台                       |
| 规格参数 | 特点:双系统恒温<br>库存:现货<br>品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号         |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212     |

## 产品详情

立式医用低温保存箱-零下30度可调简单介绍 福意联产品广泛应用于实验室，生物、医学研究、医疗临床、环保、化工、畜牧等领域中各种物品的中长期保存，公司始终贯彻“以人为本、诚信为先”的经营理念，立志为用户提供的产品和服务。可以放进冰箱低温保存的药品有胰岛素注射液，重组人干扰素，多柔比星注射液，益生菌及血液制品等。1.胰岛素注射液：没有开封的胰岛素需要在2~8 的条件下进行冷藏保存，并避光保存。已开封的胰岛素要在室温下保存，但只能保存4~6周。2.重组人干扰素：这类药物需要在2~8 的低温条件下进行保存，并保持避光和干燥。不适当的保存可能会影响其药理作用，从而影响其药效。3.多柔比星注射液：这类药物需要在2~8 的温度保存，并要求环境密闭和避光。因此，可以将它们放在冰箱的冷藏室中。4.益生菌制剂：大部分益生菌制剂需要低温保存，以确保其药效。为了避免阳光直射，益生菌制剂应该被保存在2~10 的环境下。5.血液制品：低温环境可以保持血液中细胞的活性。一般来说，血液制品应该储存在2 ~6 的低温环境中。

请注意，需要低温保存的药物不能随意放在室温或冷冻环境下保存，以免影响其特性。

立式医用低温保存箱-零下30度可调特征（选配） 1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。

2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，只需按键设置所需温度即可。

3、工作：待箱体温度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。

4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。

5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。

6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。

7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

8、开关机时长按开关机键即可。公司注重高新技术的和应用，以技术为先导，以专业型企业的态度提供产品。公司在发展过程中重视产品质量和工艺水平。每一台产品都要经过我们专业技术人员的测试和调试维护，符合性能标准后才发送给客户。公司技术力量雄厚，拥有一批具有技术水平的人才从事新产品的研制和工作；公司秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨。我们以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户。