

全胸振动排痰机 高频胸壁振动排痰仪

产品名称	全胸振动排痰机 高频胸壁振动排痰仪
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	品牌:迈通
公司地址	郑州市高新技术产业开发区冬青路10号1号楼4层4号
联系电话	15093291270 15093291270

产品详情

全胸振动排痰仪，也称为胸壁振动排痰机。

一、全胸振动排痰仪胸壁振动排痰机的原理

全胸振动排痰仪是利用先进的微机控制技术，结合胸壁振动治疗原理研发而成。它通过高频的振动作用于胸壁，诱发呼吸机械性刺激，从而改善呼吸道黏液的粘稠度，促进痰液的排出。全胸振动排痰仪不同于传统的手法敲背、震荡等排痰方法，它具备更高的治疗效果和更加安全、舒适的使用体验。

二、全胸振动排痰仪胸壁振动排痰机的优势

一键式操作：全胸振动排痰仪采用先进的智能化控制系统，操作简单方便。

只需轻触几个按键，即可启动排痰治疗，从而显著减轻医护人员的工作负担。

2.

硬件设计：全胸振动排痰仪排痰背心采用高品质材料制成，精致的外观设计和人体工程学的手柄设计，使患者感到舒适，减轻症状和不适感。

3. 液晶触摸屏：全胸振动排痰仪配备了大尺寸液晶触摸屏，界面简洁明了，一目了然。

医护人员可以方便地根据患者的情况进行治疗参数的调整和监控。

4. 多种模式：全胸振动排痰仪提供多种治疗模式，适应不同病情和患者需求

无论是儿童还是成人，无论是急性呼吸道感染还是慢性阻塞性疾病，都能找到适合的治疗模式。

三、全胸振动排痰仪胸壁振动排痰机的使用注意事项

1. 请在医护人员的指导下正确使用全胸振动排痰仪，不宜盲目操作。
2. 使用前请确保设备的完好性，松动的零部件或损坏的外壳应当进行维修或更换。
3. 使用过程中，请保持身体的舒适姿势，避免扭曲和不适。
4. 使用后请将排痰背心及时清洁消毒，以确保下一次使用的卫生和安全