

小儿退热贴应该贴什么位置

产品名称	小儿退热贴应该贴什么位置
公司名称	武汉孚莱医药科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区
联系电话	18627909171

产品详情

小儿退热贴可以贴在额头、脖颈、太阳穴或其他需要降温、冷敷的部位；可根据需要剪成相应大小使用；为加快降温速度，可加用数贴同时贴在人体左右颈总动脉、左右腋下动脉、左右股动脉处。但需注意皮肤异常（伤口、湿疹、皮炎等）部位以及眼部请勿使用，请注意避免误食以及粘贴于口鼻等部位，请在大人监护下使用；不要覆盖在有汗水或毛发、眉毛等部位，否则难以紧贴。

退热贴基本结构：由防粘层、凝胶层、背衬层等组成。其中，防粘层为聚乙烯膜；凝胶层由以具有良好的能量转换功能的亲水性凝胶为载体；背衬层由非织造布制成。

退热贴主要成分：本品主要由薄荷脑、高分子凝胶层组成，并包含大量水份及薄荷等芳香天然植物提取物。

规格尺寸：40mm*110mm

适用范围：物理降温，冷敷理疗。

退热贴产品功效：

- 1、本品通过水分与天然清凉植物提取物挥发散热，具有物理降温的作用。
- 2、适用于各种原因引起发热的物理降温。

适用人群：本品适用于婴幼儿、儿童、成人。

工作原理：冰羊羊退热贴是根据透皮吸收原理，配合解热镇痛成份制成的高分子凝胶贴剂，对感冒或其它原因引起的发烧具有物理降温功效。利用高水性胶贴基剂之中的水份迅速蒸发而产生物理降温效果，冰羊羊退热贴彩特殊技术制作。