

伯乐 Aminex色谱柱 HPX87H87C

产品名称	伯乐 Aminex色谱柱 HPX87H87C
公司名称	天津德祥茂隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伯乐 型号: HPX87H87C
公司地址	南开区黄河道487号四楼壹间
联系电话	18920175298

产品详情

加工定制 型号 是 hpx87h87c 品牌

由聚苯乙烯二乙烯苯树脂填装而成的 aminex hplc柱，具有良好的高压及ph 稳定性、高柱效和选择性。aminex hplc柱通过离子调节分配层析技术分离混合物，这种技术是根据多种不同的化学特性分离分子。离子调节分配层析技术的分离机制包括离子排阻、离子交换、正相和反相分配、分子量排阻和配体交换。根据层析的物理和化学特性，可选择使用一个或多个分离机制。aminex柱是工业界普遍使用的，用来分析碳水化合物、有机酸、有机碱和其它包括肽和核酸的有机小分子的标准产品。用aminex柱分离复杂混合物需要使用简单等流相（常用水），并要求精确控温。

研究过程中，样品可重复的保留量和分辨率是至关重要的。不同批次间及不同柱间的测试证明 aminex柱是值得信赖的产品。

aminex 柱的使用寿命长，并能保持上百次试验的可重复性。耐用的层析柱避免了频繁更换柱引起的数据变化和高成本。

aminex 柱应用实例

木浆水解产物分析 玉米汁成分分离 大鼠肝流出液层析图谱
从 cheddar 奶酪中分离有机酸

aminex糖分析柱有以下色谱柱：

美国伯乐 125-0143 aminex hpx-87n column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0142 aminex hpx-87k column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0095 aminex hpx-87c column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0094 aminex hpx-87c column , 250 x 4.0 mm

美国伯乐 125-0098 aminex hpx-87p column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0140 aminex hpx-87h column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0096 aminex hpx-42c column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0097 aminex hpx-42a column , 300 x 7.8 mm

美国伯乐 125-0105 fast carbohydrate column , 100 x 7.8 mm

