

zobax 80A StableBond色谱柱

产品名称	zobax 80A StableBond色谱柱
公司名称	天津德祥茂隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:agilent 型号:880975-902
公司地址	南开区黄河道487号四楼壹间
联系电话	18920175298

产品详情

- 在低ph条件下（低达ph 1）分离时，具有最长的色谱柱寿命和最佳的重现性
- 专利的稳定色谱柱化学允许在高温和低温ph条件下使用，而不会降解
- 六种不同的键合固定相提供了广泛的选择性-sb-c18、sb-c8、sb-cn、sb-phenyl、sb-c3和sb-aq
- 高纯度（b型）硅胶可获得良好峰形

具体订购规格如下：

名称	规格（mm）	粒径（ μm ）	货号
标准色谱柱（无需配卡套）			
sb-c18 usp l1分析柱	4.6 x 250	5	880975-902
sb-c18 usp l1分析柱	4.6 x 150	5	883975-902
sb-c18 usp l1快速分离柱	4.6 x 150	3.5	863953-902
sb-c8 usp l7分析柱	4.6 x 250	5	880975-906
sb-c8 usp l7分析柱	4.6 x 150	5	883975-906
sb-c8 usp l7快速分离柱	4.6 x 150	3.5	863953-906
sb-cn usp l10分析柱	4.6 x 250	5	880975-905
sb-cn usp l10分析柱	4.6 x 150	5	883975-905
sb-cn usp l10快速分离柱	4.6 x 150	3.5	863953-905
sb-c3 usp l56分析柱	4.6 x 250	5	880975-909
sb-c3 usp l56分析柱	4.6 x 150	5	883975-909
sb-phenyl usp l11分析柱	4.6 x 250	5	880975-912
sb-phenyl usp l11分析柱	4.6 x 150	5	883975-912
sb-phenyl usp l11快速分离柱	4.6 x 150	3.5	863953-912
sb-aq分析柱	4.6 x 250	5	880975-914
sb-aq分析柱	4.6 x 150	5	883975-914
sb-aq快速分离柱	4.6 x 150	3.5	863953-914
卡套柱（需要配卡套5021-1845）			

sb-c18 usp l1分析柱	4.6 x 250	5	7995218-585
sb-c18 usp l1分析柱	4.6 x 150	5	7995218-595
sb-c8 usp l7分析柱	4.6 x 250	5	7995208-585
sb-c8 usp l7分析柱	4.6 x 150	5	7995208-595