

陕西凯思特FM-801胎儿监护仪

产品名称	陕西凯思特FM-801胎儿监护仪
公司名称	陕西凯思特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市世纪大道华宇蓝郡大厦
联系电话	4006828820 13992083919

产品详情

陕西凯思特fm-801胎儿监护仪

一、产品主要特点：

独有7英寸大屏幕液晶显示，双胎胎心率和宫缩值参数，多种波形显示，方便自定义多事件标志，高性能自适应算法，内置电源管理，应用设计简单，方便医院信息化管理和胎儿中央监护系统数据分析。

二、技术指标：

胎心率测试

测量方法	脉冲式超声多普勒
测量范围	50-240bpm
测量误差	1bpm
胎心率曲线显示范围	50-240bpm
胎心率数值显示范围	50-240bpm

超声输入强度	<2.6mw/cm ²
超声工作频率（双胞胎测量功能）	2mhz 1.5mhz(双胞胎选配)
宫缩压力测量	
测量方法	外测法
测量范围	0-100单位
非线性误差	± 10%
宫缩压力曲线显示范围	0-100单位
宫缩压力数值显示范围	0-100单位
自动调节功能	有
胎动记录	手控按钮标记，自动胎动识别功能
多事件标记	自定义8种可选
显示屏	5.7英寸（320*240点阵）蓝色液晶显示屏
记录方式	开合式热敏线阵打印系统（8dots/mm）
记录纸	112mm*110mm*160p
走纸速度	1、2、3cm/min三档可调
报警触发时间	<10s
打印故障状态报警	缺纸报警

声音输出

2-3w/8 喇叭 输出音量可调

电源

ac : 100-240v,50/60hz,40va

电池 : 14.4v,1800mah可充电锂离子电池 , 正常连续工作>3.5h

尺寸

长313mm*宽251mm*高94mm

重量

2.8kgs

探头连接线

2.70-2.95m

组网方式

rs485总线或tcp/ip数据传输方式

子机数

rs485方式最多16台子机 , tcp/ip方式无线扩展子机数

运行环境

温度+5~+40 , 相对湿度 85% , 大气压力86-106kpa

储存环境

温度-10~+40 , 相对湿度 85% , 无腐蚀性气体、通风良好

中国疼痛康复理疗交流 236839807

基层医院诊所技术交流 192480390

更多产品分类 :

康复理疗<http://www.yoogoog.com/category-2.html>

康复训练<http://www.yoogoog.com/category-80.html>

注射穿刺<http://www.yoogoog.com/category-210.html>

医用仪器<http://www.yoogoog.com/category-197.html>

手术设备<http://www.yoogoog.com/category-288.html>

病房用具<http://www.yoogoog.com/category-6.html>

联系方式：4006828820

网址：www.yoogoog.com www.4006828820.com

在线qq：4006828820

邮 箱：1280818980@qq.com