

# 心肺复苏与导尿一体功能训练模拟人

产品名称	心肺复苏与导尿一体功能训练模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH/CPR680S
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

## 产品详情

产品名称：高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏及导尿功能）、心肺复苏与男女导尿一体功能模拟人 型号：zh/cpr680s

### 产品介绍:

中弘科教zh/cpr680s该产品高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿功能）是集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力最新开发研制的高级多功能护理急救训练模拟人。模型包含以往心肺复苏急救功能外还另增加了基础护理技能功能的两种组合为一体。其核心模块由全身人体模型，cpr控制器组成，提供了一个多功能实用的培训产品。是目前国内较先进、功能齐全、材料讲究的全新高级多功能护理急救训练模拟人。产品功能特点介绍:心肺复苏操作：

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准。 功能介绍：

大屏幕液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计  
模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压时： 1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。（错误按压偏上、下、左、右多有指示灯光及语音报警提示） 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、矩形图表数据统计：按压正确、按压力量过大、按压力量不足、按压正确等详细图表统计显示；

4、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动动态反馈显示

潮气量度； 2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、矩形图表数据统计：吹气力量过大、吹气力量不足、吹气正确等详细矩形图表统计显示

4、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气，30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：全程中文语音提示，可调节音量设定或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 模拟人生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大颈动脉无搏动，按压过程中颈动脉被动搏动搏动频率与按压频率一致，抢救成功后模拟人瞳孔恢复正常颈动脉自主搏动。 电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

基础护理操作： 股外侧肌注射 灌肠法 造瘘引流术 女性导尿术 男性导尿术

女性膀胱冲洗 男性膀胱冲洗 臀部肌肉注射 整体护理：擦洗、穿换衣服 准套配置：

高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑大屏幕液晶显示器一台；

复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒； 可换肺囊装置四套；

可换面皮一只； 热敏打印纸二卷 2010国际最新操作指南光盘1盘

现场急救常用技术使用手册1本 使用说明书一本。 保修卡、合格证；

中弘系列产品：高级大屏幕液晶彩显自动全电脑心肺复苏模拟人

高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

高级移动显示自动电脑心肺复苏模拟人

高级计算机控制电脑心肺复苏训练模拟人

高级电脑心肺复苏模拟人带ic卡管理软件

高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、导尿功能）

高级全功能急救训练模拟人（心肺复苏与血压测量功能）

高级自动电脑心肺复苏模拟人

高级自动电脑心肺复苏训练模拟人

高级婴儿心肺复苏训练模拟人

高级儿童心肺复苏训练模拟人

高级半身心肺复苏训练模拟人

电子人体气管插管训练模型

男女性全功能护理人训练模型

友情提示：您只要致电：021-64049756 021-64049758 021-64049751

我们可以帮您推荐符合您要求的  
高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿功能）zh/cpr680s相关产品。