

犬伤冲洗医用冲洗机-犬伤处置机构专用设备

产品名称	犬伤冲洗医用冲洗机-犬伤处置机构专用设备
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	过滤:带前置过滤器 功能:加热脉冲冲洗 打印:内置打印机
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号（注册地址）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤冲洗医用冲洗机是专用于动物咬伤、抓伤后伤口规范冲洗的医用冲洗设备，犬伤冲洗医用冲洗机可以实现按照狂犬病伤口处置指南和规范要求，使用流动清水和弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒液自动交替冲洗16分钟，减少伤口细菌病毒数量，有效预防狂犬病。

医用外伤冲洗器是依据中国疾病预防控制中心《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》和国家卫生健康委办公厅2021年8月6日印发《常见动物致伤诊疗规范》（2021年版）对犬（动物）致伤伤口处置的要求而设计的。

中国疾病预防控制中心《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》中要求：

伤口冲洗：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

国家卫生健康委《常见动物致伤诊疗规范》中关于犬、猫、猪、猴、啮齿动物等致伤均要求：

动物致伤伤口处理方法，一般用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗所有咬伤处约15分钟，如条件允许，可以使用的清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗，最后用生理盐水冲洗伤口，避免在伤口处残留肥皂水或其他清洗剂。

犬伤冲洗医用冲洗机批准的用途就是针对犬、猫、猪、猴、啮齿动物致伤的冲洗和消毒。而其他的冲洗器多为普通外伤冲洗，没有明确是针对动物致伤伤口的冲洗；

犬伤冲洗医用冲洗机有生理盐水冲洗功能，其他的一般没有，而生理盐水冲洗是《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》和《常见动物致伤诊疗规范》所要求的；

