

犬伤接种门诊伤口冲洗机

产品名称	犬伤接种门诊伤口冲洗机
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	过滤:带前置过滤器 功能:加热脉冲冲洗 打印:内置打印机
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤接种门诊伤口冲洗机适用于被犬、猫等宠物抓咬伤后的皮肤创面狂犬病毒的清洗和消毒，及时处置伤口，预防狂犬病毒。规范化处置动物抓咬伤。犬伤门诊犬伤多功能清创机是一款适用于犬伤、动物伤、擦伤等多种外科新鲜创面的专业消毒冲洗设备。它具有多种功能组合，可根据不同的预期用途进行配置。通过前置入冲洗液或与其他冲洗设备、器具连成冲洗系统，可以对就医患者的所需冲洗部位进行高效、准确的冲洗。

犬伤接种门诊伤口冲洗机采用了脉动压力技术，配合特制枪头，能够全自动完成高标准的犬伤创口冲洗处置。同时，还可以配合无菌包装的弱碱性皮肤黏膜消毒液使用，确保创口的病毒数量的有效降低，显著提升狂犬病预防的有效性。

犬伤接种门诊伤口冲洗机完全符合国家规定的处置程序，能够保障犬伤门诊的权益。专业的冲洗清创设备可以显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。这款产品将为医疗工作者提供便捷、高效的解决方案，为犬伤患者提供更好的护理和保障。

犬咬伤规范冲洗要求：

狂犬病暴露预防处置工作规范（2023年版）

为加强和规范狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率，保护人民群众身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》等有关规定，结合我国狂犬病疫苗和被动免疫制剂研制进展，制定本规范。

第二章 伤口处置

第七条伤口处置包括彻底冲洗和规范清创处置。伤口处置越早越好，就诊时如伤口已结痂或者愈合则不主张进行伤口处置。冲洗或者清创时如疼痛剧烈，可给予局部麻醉。

伤口冲洗：用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂、专业冲洗液）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处约15分钟，然后用生理盐水将伤口洗净，最后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时，可用注射器或者专用冲洗设备对伤口内部进行灌注冲洗，做到全面彻底。

消毒处理：伤口冲洗后用稀释碘伏或其他具有病毒灭活效果的皮肤黏膜消毒剂（如季铵盐类消毒剂等）涂擦伤口。如伤口碎烂组织较多，应首先予以清创。

第五章 门诊管理

第二十九条狂犬病预防处置门诊应合理设置外伤处置和疫苗接种等功能分区，具备必要的伤口冲洗、冷链等设备以及狂犬病疫苗及其被动免疫制剂、应急抢救药品等，原则上应配备至少两种不同种类的狂犬病疫苗。需开展破伤风预防处置的狂犬病预防处置门诊应配备破伤风疫苗及其被动免疫制剂。