

长春汽油中含氧化合物分析仪-赛谱仪器

产品名称	长春汽油中含氧化合物分析仪-赛谱仪器
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	24000.00/套
规格参数	品牌:赛谱 型号:专用
公司地址	山东省枣庄滕州市文昌路南段517号
联系电话	0632-5831177 15588237852

产品详情

1、方法概要：

含氧化合物分析：将内标乙二醇二醚（dme）加入样品中，首先进入tcep预切柱，放空轻烃，然后在环戊烷和叔丁基醚之间切换，让含氧化合物进入wcot柱，待叔戊基醚流出后，再反吹重烃组分。滕州赛谱分析仪器有限公司www.gc2010.net

苯和分析：将内标2-己酮加入样品中，首先进入tcep预切柱，放空c9和比c9轻的非芳烃，然后在苯流出之前切换，让苯、2-己酮进入wcot柱，待2-己酮流出后，再反吹剩余组分（c8和c8以上芳烃及c10和c10以上非芳烃）

滕州赛谱分析仪器有限公司www.gc2010.net

2、执行标准：

gb17930-2006《车用汽油》

gb18351-2004《车用乙醇汽油》

sh/t0663-1998《汽油中醇类和醚类含量测定》

sh/t0693-2000《汽油中芳烃含量测定》

3、系统配置:

序号 系统组成 详细分类

1 gc-2010气相色谱仪 色谱主机

毛细管分流或不分流进样系统

双fid检测器检测与监控系统

valco自动六通阀反吹及复位系统

2 色谱柱 预切柱 tcep,0.56m × 0.38mm不锈钢柱

20%tcep/chromosorb p(aw)80-100目

分析柱 wcot,30m × 0.53mm × 2.6 μ m , 交联硅酮石英毛细管柱

3 标准样品 醇醚类标样 醇醚定性标样

单组分醇醚校正标样

混合醇醚校正标样

醇醚内标

醇醚切割标样

苯标样 苯、定性标样

苯、校正标样

苯、内标

苯、切割标样

4 y-600色谱工作站

5 气源 高纯氮气

高纯氢气

干燥空气

公司网址：<http://www.saipuyiqi.com>

公司网址：<http://www.lunangc.com/>

公司网址：<http://www.qxspy.net/>

滕州赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张工

