

动物咬伤冲洗机-医用创口冲洗机

产品名称	动物咬伤冲洗机-医用创口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 出水温度范围:30 ~ 40 , 出水温度可手动设定 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

动物咬伤冲洗机-医用创口冲洗机

河南煜博生物科技有限公司

医用创口冲洗机是一种为了给动物咬伤患者提供zui佳护理而设计的先进设备。它能有效清洗伤口，预防感染和促进愈合。这款产品配有高质量的冲洗液，并采用可调节的出水温度，极大地提高了治疗效果和患者的舒适度。

配套冲洗液是医用创口冲洗机的重要组成部分，其PH均值在8.00-8.10之间。为什么要强调PH值呢？因为众所周知，人体的PH值是7.4，而稍微偏酸或偏碱的环境都可能对伤口愈合产生不利影响。医用创口冲洗机的配套冲洗液通过控制PH值在正常范围内，为伤口提供了一个zui佳的愈合环境。

不仅如此，医用创口冲洗机还拥有可手动设定的出水温度范围，即30 ~ 40 。这意味着医护人员可以根据不同的情况和患者的需求，调节出水温度，以达到zui佳的治疗效果。众所周知，适当的温度能促进血液循环、加速组织再生，并减轻患者的疼痛感。医用创口冲洗机的可调节温度功能，正是为了最大程度地提高治疗效果，并给患者带来更好的舒适度。

另外，医用创口冲洗机还具备长时间冲洗的能力。冲洗时间大于15min，这是出于对清洗效果和治療效果的考虑。经过研究发现，长时间冲洗能更全面地清除伤口内的细菌和污垢，并刺激伤口的新陈代谢，促进愈合过程。所以，医用创口冲洗机的冲洗时间设置为大于15min，以确保zui佳的治疗效果。

医用创口冲洗机的配套冲洗液PH值在8.00-8.10之间，提供zui佳的愈合环境。

可手动设定的出水温度范围为30 ~ 40 ，提高治疗效果并增加患者的舒适度。

冲洗时间大于15min，确保清洁彻底且刺激伤口愈合。

医用创口冲洗机是一种经过精心设计的高效工具，旨在为动物咬伤患者提供最佳护理。配套冲洗液的PH值、出水温度范围和冲洗时间的设置都是为了最大程度地提高治疗效果，并让患者感受到舒适与安心。如果你是一名动物咬伤患者，或者你所处的行业与此相关，我们诚挚地推荐您选择我们的医用创口冲洗机，它将是您治疗和康复的得力助手。

配套冲洗液PH值 出水温度范围 冲洗时间

30 ~ 40