

避光恒温保存柜-化学试剂冰箱

产品名称	避光恒温保存柜-化学试剂冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

避光恒温保存柜-化学试剂冰箱简单介绍 冷藏箱是一种用于储存需要低温保存的物品的设备，通常用于运输和储存食品、药品、化妆品等易腐物品。冷藏箱通常由保温材料制成，能够保持物品在低温下保持新鲜和不变质。冷藏箱的使用范围广泛，包括物流、旅行、医疗等多个领域。同时，随着技术的进步，新型的冷藏箱还具有智能控制、环保节能等特点，使储存和运输更加高效和方便。

医用冷藏箱可分为有源和无源两种，两者互为补充，均具有不可替代性。有源医用冷藏箱 即有电源，可持续维持目标温度的医用冷藏箱，形如双开门家用冰箱，该类通常同时具有冷冻和冷藏功能。

优点：可持续维持目标温度；不依赖蓄冷剂；可分区域控温。缺点：体积较大，转移不便。

无源医用冷藏箱 即使用冰块等蓄冷剂短暂保持低温状态，形如宠物使用的航空转运箱，无法严格调控温度的冷藏箱，此类又可细分为药品保存箱、疫苗冷藏箱、生物试剂保存箱等。

优点：体积较小，可用于转运需要低温保存的物品。

缺点：温度不能严格控制；需要持续放入蓄冷剂制冷。

医用冰箱的故障可分为控制系统故障、制冷系统故障和普通电路故障三种。1. 压缩机的故障：1) 压缩机既不运转也不制冷，需检查供电线路和温度控制器是否有故障，压缩机本身故障需更换压缩机。2) 压缩机正常工作，但是制冷效果不明显。需检查制冷剂的量是否充足，是否泄漏；其次制冷管是否有阻塞。3) 压缩机频繁开停，需检查是否有蒸发器结霜过厚；温控器感温包固定不牢固；温度调节不当等情况。

[3] 2. 制冷系统故障：1) 医用冰箱电动机不能正常启动且发出嗡嗡的声响，说明压缩机故障。2) 使用时出现间歇性制冷或不制冷现象，可能是制冷管阻塞。3.

冰箱的检漏：卤素灯检漏比较准确，卤素灯以乙醇为燃料，通过观察火焰颜色判断泄漏量。

避光恒温保存柜-化学试剂冰箱特征（选配） 1、显示/按键系统：

大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度 触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮 2、控温稳定系统：智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；双制式冷热系统，控温更优良。3、结构简单介绍：门体使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理 箱体外部采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺

箱体内部采用医用PP，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品 自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用

采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、安全保安功能：高/低温警报（ ± 5 启动）
断电报警 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能。北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新。公司汇集多方面技术人才，具备产品经验与行业经验，为我们的技术服务提供了可靠的保证。福意联设备具有稳定可靠、节能环保、安全耐用的特点；主要产品：恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，高低温设备，车载冰箱以及移动冷链设备等。