

低温冲击镇痛仪（便携式）

产品名称	低温冲击镇痛仪（便携式）
公司名称	河南泽加医疗科技有限公司
价格	598000.00/台
规格参数	品牌:河南煜博医疗器械制造有限公司 型号:CR800-BF 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市高新区冬青街58号1号楼3楼304号
联系电话	18137107476 18137107476

产品详情

低温冲击镇痛仪是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。经过低温冲击镇痛仪治疗手柄喷出高压二氧化碳气体（干冰），在30秒内把治疗部分的皮肤从体表温度直接降到4℃以下，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列的生理作用，从而快速起到消肿、缓痛、解除痉挛、准确修复、抑制恶化的作用。

和传统疗法相比，低温冲击镇痛仪具有恢复快、痛感降低快等优点。以往治疗关节扭伤，会先进行冷敷以缓解肿胀，但是患者的疼痛感仍比较强烈，消肿速度也比较慢。采用低温冲击疗法后，消肿速度是冷敷的两倍，患者的疼痛感明显降低，恢复效果也更好。

产品特点：

四色LED光线指导，显示正确安全的喷射距离和治疗区域

体表温度检测装置，低于4℃ 灯光闪烁警示，至-1℃ 停止治疗，确保安全使用

CO₂喷射气体流速0.6-1.5g/S(CO₂喷射速度)

方便运输

发明专利：

利用CO₂急速降温的低温冲击阵痛设备

技术参数：

1.机身净重：40kg

2.外形尺寸：(550*370*1000)mm

3.工作时间范围：0-30min

4.使用介质：99.99%食品级CO₂ 99.999%食品级CO₂

5.气罐规格：合金钢材质，容量 14L，通过国jia压力容器生产许可。

工作原理：

通过提取周围环境的空气将其冷却而产生可控liuliang的冷气，压缩机出口zui低温度达-20 ，然后冷气通过管道喷射到治疗部位。

冷疗法是在皮肤或粘膜上应用寒冷刺激治疗疾病的方法。这种寒冷刺激只是使局部组织温度下降，降低感觉神经传导速度，不引起组织损伤。

技术特征：

仪器操作灵便简单，且带脚轮移动方便

循环制冷系统由德国zui新密封技术密封而成，安全可靠

仅15分钟即可达到治疗温度，20分钟可达到zui低温度-20

带安全保护功能，传感器控制，判断可能对人体造成伤害时，立即停止输出

产品功能：

1.减轻或消除疼痛2.减少或抑制炎症3.tigao受影响关节的功能4.降低受伤部位血流5.对神经系统的影响及血管舒缩效应

1分钟内皮肤温度降至12° 疗程短 压缩效果

适应症：

骨和肌肉的急慢性损伤，炎症，肌肉挛缩，运动损伤，术后恢复浮肿和神经紊乱等

相关科室：骨科、外科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、急诊科、整形外科、口腔科、中医科、治未病中心、美容科、烧伤科等