

犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液 犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液是一款专业的犬伤伤口冲洗设备，配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗，达到减少细菌病毒数量的目的，符合规范化犬伤伤口处置规范，是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。 狂犬病预防控制技术指南2016版（疾控20160815）犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液

研发背景：

近年来，随着我国饲养量的快速增加，动物致伤尤其被犬、猫伤害的人数不断增加，再加上运动、野外作业等意外产生的外伤，污染伤口清创作为外伤处置步，也就显得尤为重要；处理不慎增加了感染狂犬病、破伤风的风险！

一. 我国是受动物致伤（狂犬病）危害最为严重的国家之一，仅次于印度，居第二位，狂犬病一直位于我国各类传染病报告死亡数的前三位。

二. 狂犬病不但严重威胁人民群众的生命安全，而且容易造成严重的心理影响和沉重的经济负担，不利于社会和谐发展，因而狂犬病的显得尤为重要。 暴露后置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。 医用外伤冲洗器（二类器械）|

水压：三档可调，8-12PSI，满足不同需求；|

水流：1.4L/Min-3L/Min,大水流量，清洁程度高；|

时间：4个周期共16'41"，各周期科学分配，保障清洗效果；| 水温：PID智能温控，进水温度 5 设备正常工作，出水温度在30-40 适宜区间，且有过热停机保护设置；|

配置专用清洗枪万向支架；|

智能小巧，安装便捷。 消毒液说明

的复合消毒制剂：季铵盐+醋酸氯己定（双效杀菌）

具有狂犬病毒杀灭双机构认证：

军科院军事医学研究院兽医研究所实验室狂犬病毒灭活报告

中关村医药检验认证机构（MA认证）狂犬病毒灭活实验报告

在说明书【杀灭微生物类别】中写入狂犬病毒：

国内将狂犬病毒写入杀灭范围的消毒产品。 犬咬伤冲洗机-

犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液

能灭活狂犬病毒

降低狂犬病发病几率

杀灭伤口常见致病菌

防止感染，促进伤口愈合

对安全无毒、无刺激作用 第7条中提到 伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到。 犬咬伤冲洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-皮肤粘膜清洗消毒液

[犬伤冲洗设备-犬咬伤一站式服务-专用消毒液](#)