

37度甘露醇加热柜

产品名称	37度甘露醇加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

37度甘露醇加热柜公司介绍

北京福意电器有限公司人员均接受过相关的培训，对相关有丰富经验，为用户提供*的售前、售中、售后。承诺：公司视售后为销售的重要组成部分。公司承诺产品按照三包法实行三包；并建立售后客户档案；实行定期跟踪回访制度售后优良，为您提供质量保障。

37度甘露醇加热柜用途：

用于溶解处理甘露醇在存放过程中所产生的结晶。甘露醇注射液为过饱和溶液，贮藏温度较低时易析出结晶，特别在冬季结晶率很高，给临床造成很大的麻烦。北京福意联注医用恒温保存设备16年，甘露醇恒温保存箱以其优良、方便、稳定、安全在临床广泛使用，切实解决甘露醇结晶难题，提升护理工作的工作效率。

37度甘露醇加热柜参数：

产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L
 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48
 外型尺寸:595*680*1805mm-----型号:FYL-YS-828L
 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
 温度:2~48
 外型尺寸:1267*680*2105mm-----型号:FYL-
 YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
 外型尺寸:595*675*1795mm-----

在中医院康复科，甘露醇是颈间盘、腰间盘突出患者的常用药，对于腰间盘、颈间盘突出症的，急性发作时治疗起着较为重要的作用。急性发作的时候，会压迫脊髓以及神经根，在本质意义上来讲，当它压迫到神经根的时候，就会导致神经根产生无菌性炎症，同时在间盘压迫的时候，会影响到神经根的静脉回流。从而进一步加重神经根的肿胀，此时应用甘露醇注射液，会对神经根，起着明显的脱水消肿的作用，从而会明显的减轻神经根疼痛症状，所以甘露醇治疗，对于腰间盘、颈间盘突出来说，是比较重要的，起到了一种buketidai的作用。对于患者来说，消除水肿，然而在天气冷的时候(大概低于20摄氏度)，甘露醇饱和点降低，出现结晶，析出大量白色晶体，因为结晶体有尖锐的棱角，进入到人的血管里就会造成损害或者栓塞，引起血栓或静脉炎，这对患者来说无疑是致命一击。

以前遇到结晶的甘露醇，临床常用溶解方法为：放入热水中，温度越高溶解速度越快，然后取出用力摇，使结晶分散开加速溶解，费时又费力。或者使用微波炉加热煮沸的方法，温度根本无法控制，结晶融化后的甘露醇温度过高不能立即使用，且需降至一定温度，而且有时遇到难溶解的，需几小时都不能完全溶解，无法满足医院基本需求，而且这些方法容易使瓶身标签破损、脱落，甚至瓶体破裂，给临床造成极大的不方便。

37度甘露醇加热柜产品特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免死角，箱内温度均匀稳定

9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。

10，宽电压带，适合电压不稳定地区，

11. 合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度

12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用

PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。