

热销台式低速大容量离心机

产品名称	热销台式低速大容量离心机
公司名称	常州迈科诺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市金坛区尧塘镇林丰村委宜干桥188号
联系电话	0519-82539655 15366816908

产品详情

热销台式低速大容量离心机

台式低速大容量离心机<http://www.maikenuo.com>

常州迈科诺仪器有限公司感谢您对我们的常州迈科诺仪器有限公司感兴趣，如果想了解更多台式低速大容量离心机等产品的详细信息请登录我们的网站：<http://www.maikenuo.com>。

台式低速大容量离心机介绍：

台式低速大容量离心机采用高强度塑料制造，具有造型美观、体积小、重量轻、大容量、低噪音、高效率等特点。采用离心机专用电机及控制系统,操作简便,配有安全开关,安全可靠。

台式低速大容量离心机广泛用于生物、化学、医学、药学、食品及环保等实验科研单位,对血浆及其悬浮物液体进行分离制备工作。

台式低速大容量离心机优势特点:

- . 具有平衡状态保护装置
- . 指针显示速度、刻度显示时间
- . 配有安全开关和双保险丝装置
- . 无级调速，机械定时，操作方便
- . 离心专用电机驱动，铝合金转子

台式低速大容量离心机清洗注意：

- 1、清洁离心机腔体和转头，并擦干腔内冷凝水。
- 2、使用完后要打开门，直至腔内恢复常温。
- 3、离心之前要平衡样品。
- 4、离心之后要注意消毒和灭菌。
- 5、必要时预冷转子，转头的维护和存放,注意保护底部的计数环。

相关推荐：

全温振荡器<http://www.maikenuo.com>

集热式恒温磁力搅拌器<http://www.maikenuo.com>