

康复科医用恒温箱 FYL-YS-151L

产品名称	康复科医用恒温箱 FYL-YS-151L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

康复科恒温箱医用厂家——北京福意电器有限公司作为从事医用恒温冷藏科研设备的、及的企业，北京福意电器有限公司产品涵盖了医用保温箱、恒温箱医用、干燥柜、加温保存箱、手术室保温柜保冷柜、医用（药品）冷藏箱、疫苗保存箱、低温保存箱、等多种规格型号。产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、 、生物制药、药房、制药厂、血站、卫生等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

康复科恒温箱医用参数：

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的

磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。1）先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手摸冷凝器（箱体后面的散热片），如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。