

药粉粒径大小测试找那个单位？

产品名称	药粉粒径大小测试找那个单位？
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

药粉粒径大小测试找那个单位？

激光法：

激光法是近年来得到较为广泛使用的一种颗粒测量方法。Saturn DigiSizer II 高清激光粒度分析仪利用先进的光学及CCD技术，和超过三百万的检测器元件以提供散射条件下高分辨率的测试。它能够提供高的粒径辨识度和分辨率。分辨率越高，就能够揭示出其他激光粒度仪无法检测到的颗粒粒度信息，提供更为jingque的测试结果。

粒度粒形表征

药物粉体是由各种形状不同、大小不同的颗粒集合而成，颗粒的形状千奇百态各不相同。球形颗粒很容易根据它的平面图形确定其直径。不规则颗粒的平面图像是不规则的，往往只能用一些近似或相似的方法来处理，因此，由这些颗粒集合而成的粉体的尺寸（粒径）往往也只是一种统计平均值，很难jingque地对其进行描述。新近研究表明，当颗粒的尺寸达到亚微米或纳米级后，对粉体的性能将产生极大的影响，可使其获得许多奇特的性质。

因此，研究粉体的尺寸与形态在粉体学中具有十分重要的意义。