

37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶

产品名称	37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶介绍加温箱是一种用于保持恒定温度的设备，广泛应用于实验室、医疗、食品等行业。它能够精确的温度控制，确保实验结果的准确性，同时也能为需要特定温度环境的物品提供适宜的环境。加温箱具有易于操作、安全可靠的特点，是您科研、工作和生活的好帮手。洁净层流手术室日常维护与管理：1、对各级过滤器按照要求定期更换（一般建议初中高效过滤器更换的周期为：初效三个月清洗、六个月更换，中效六个月更换，高效为一年更换），初效过滤器金属网定期拆下清洗；中效过滤器定期检查有无破损或堵塞；中、高效过滤器由净化机组检测，提示过滤网脏时必须进行更换，或已使用二年以上时必须予以更换，2、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求，静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准，3、洁净手术室投入运行前，应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定，并作为手术室基础材料存档，4、通过净化自控系统对机组进行监控，每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查，发现问题及时解决，5、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录，每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录，37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶案例展示 37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶 洁净层流手术室日常维护与管理：

- 1、配有专职人员负责净化设备的管理，日常维护和清洁保养。
- 2、手术室温度应在22-25℃，相对湿度为40—60%，手术中应保持正压状态，手术室各区域的门应当保持关闭状态，不可同时打开出、入门。
- 3、净化空调系统应当在手术前30min开启，手术结束后30min关闭。
- 4、每周对新风机组设备进行清洁，每两周对净化机组设备进行清洁，并记录。
- 5、洁净区内的送风口应定期清洁，回风口格栅应每天擦拭一次，过滤网每周清洁1-2次，风道应1-2年清洁一次；清洁后要有记录。
- 6、空调内部加湿器、表冷器下的水盘和水塔、挡水板、凝结水的排水点应当定时进行检查、清洁与消毒。
- 1.产品结构为立式箱体。由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成。
- 2.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
- 3.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 4.PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，箱内温度均匀稳定。
- 5.降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 6.温感探头，数字显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 7.风道多孔入风，箱体内部温度均匀，温度偏差范围小。
- 8.使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，，内设照明灯。
- 9.多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。

10.嵌入式设计，将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。37度手术室加温柜-保温生理盐水瓶 企业介绍--福意联多功能恒温箱泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业介绍质检及制造部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或制造的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。